

Nom : Prénom :

Date : ___/___/___

Cocher la référence prescrite et joindre ce feuillet avec votre ordonnance

LES SYSTÈMES COLLECTEURS (étui + poche)



1. Choix de l'étui Conveen Optima

Conveen Optima 7,8 cm



Version standard

(Boîte de 30 étuis)

	● 25	● 28	● 30	● 35	● 40
<input type="checkbox"/> Réf. 220250 GTIN 5708932224963	<input type="checkbox"/> Réf. 220280 GTIN 5708932851329	<input type="checkbox"/> Réf. 220300 GTIN 5708932220255	<input type="checkbox"/> Réf. 220350 GTIN 5708932220279	<input type="checkbox"/> Réf. 220400 GTIN 5708932224987	

Conveen Optima Specific 4,6 cm



Version Courte

(Boîte de 30 étuis)

	● 21	● 25	● 30	● 35
<input type="checkbox"/> Réf. 221210 GTIN 5708932244879	<input type="checkbox"/> Réf. 221250 GTIN 5708932244893	<input type="checkbox"/> Réf. 221300 GTIN 5708932244916	<input type="checkbox"/> Réf. 221350 GTIN 5708932244930	



2. Choix de la poche à urine Conveen



Conveen Active



Poche de jambe Conveen
0,5 l - 0,75 l - 1,5 l

Boîte de 30 poches graduées

	Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/> Conveen Active 250 ml tub. 7 cm ajustable	255020	5708932467568
<input type="checkbox"/> Conveen 0,5 l tub. crénelée 30 cm ajustable	051600	5708932498227
<input type="checkbox"/> Conveen 0,5 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051610	5708932498241
<input type="checkbox"/> Conveen 0,75 l tub. crénelée 50 cm ajustable	051670	5708932498265
<input type="checkbox"/> Conveen 1,5 l tub. lisse 90 cm ajustable	050620	5708932498289



Poche de nuit Conveen

A raccorder à la poche de jambe



Poche de nuit Conveen 2 l

Boîte de 30 poches graduées

	Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/> Conveen 2 l tub. crénelée 140 cm ajustable	213460	5701780820615



3. Solutions de maintien poches de jambe



Conveen Attaches de jambe

Délivrables à la paire, conditionné par boîte de 10

Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/> 050501	5701780581431



Conveen Filets

Boîte de 2 filets. Pour une utilisation sur le mollet ou la cuisse avec les poches de jambe Conveen.

Taille	Circonf.	Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/> ● Standard	40-60 cm	783681	5708932507141
<input type="checkbox"/> ● Medium	45-65 cm	783687	5708932507172
<input type="checkbox"/> ● Large	55-85 cm	783695	5708932507202



Conveen Attaches de maintien

Boîte de 2 attaches pour maintenir la tubulure de la poche ou la sonde à demeure

Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/> 90 cm ajustable	383004 5708932507233

Pour toute question n'hésitez pas à contacter notre **Service Clients** (pour les professionnels de santé) au **01 56 63 18 00** ou notre **Assistance Conseil** (pour les patients) au **NUMÉRO GRATUIT* 0800 01 58 68**

*gratuit depuis un poste fixe en France Métropolitaine

Horaires d'ouverture : 9h à 12h30 - 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi


Ce document n'est pas une ordonnance

Conseils d'utilisation


Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

- Par mesure d'hygiène, il convient de changer l'étui pénien et sa poche de recueil tous les jours, après la toilette locale*.
- Dégagez la base de la verge en coupant les poils à l'aide de ciseaux. L'utilisation d'un rasoir est fortement déconseillée car elle pourrait provoquer des micro-lésions au niveau de la peau.
- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon non gras.
- Effectuez une toilette intime à l'eau et au savon doux (à pH neutre). Ne pas utiliser de savon gras ou de crème, ce qui diminuerait l'efficacité de l'adhésif.
- Séchez bien votre pénis avant de poser l'étui pénien.
- Hommes non circoncis : laisser le prépuce en place sur le gland.


Mise en place




1 Dérouler légèrement l'étui avant de le positionner sur l'extrémité du pénis, en laissant un espace d'environ 1 cm entre l'extrémité du gland et le fond de l'étui afin de ne pas gêner l'écoulement des urines.



2 Maintenez l'étui pénien en place d'une main et de l'autre déroulez-le à l'aide de la double languette. L'étui pénien doit être déroulé sans à-coups, doucement et complètement.



3 Exercez une légère pression sur le pourtour de l'étui pénien afin d'assurer une bonne adhésion et une bonne étanchéité.




4 Avant de connecter la poche à l'étui pénien : vérifiez que le robinet de vidange soit en position fermée et froissez la poche en vue de faciliter son remplissage. Connectez la poche de recueil d'urine à l'étui pénien en enfonçant le plus loin possible le connecteur de la tubulure de la poche dans l'embout de l'étui pénien pour une bonne étanchéité.


* CODIMS AP-HP, Comité du Dispositif Médical. Recommandations du Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical. Déc 2009; Page 43.

Conseils d'utilisation


Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.




1 Mettez en place les attaches de jambe Conveen sur la poche Conveen Triform et vérifiez que le robinet de vidange soit bien fermé.




2 Positionnez la poche sur le mollet...



3 ... ou sur la cuisse



4 Pour vidanger la poche, ouvrir le robinet en rabaisant le clapet.



5 Une fois la vidange terminée, remontez le clapet.



6 Raccordez la poche Conveen® 2 L (réf. 213460) pour plus de contenance la nuit. Ouvrez le robinet de la poche Conveen Triform pour que l'urine s'écoule dans la poche Conveen 2 L.

Ce document n'est pas une ordonnance.

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 1995E - PS - Juillet 2015