

LES SONDES À DEMEURE

1. Choix de la sonde



Folysil

Conditionnées à l'unité, vendues par boîte de 5
**Folysil Adulte nelaton/droite 41 cm
 ballonnet 10-15 ml**

| CH | Réf. | GTIN |
|--------------------------|------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 12 | HA6112 3600040242087 |
| <input type="checkbox"/> | 14 | HA6114 3600040242131 |
| <input type="checkbox"/> | 16 | HA6116 3600040242186 |
| <input type="checkbox"/> | 18 | HA6118 3600040242230 |
| <input type="checkbox"/> | 20 | HA6120 3600040242285 |
| <input type="checkbox"/> | 22 | HA6122 3600040242339 |
| <input type="checkbox"/> | 24 | HA6124 3600040242384 |

**Folysil Enfant nelaton/droite 30 cm
 ballonnet 1,5 ml ou 3 ml**

| CH | Réf. | GTIN |
|--------------------------|------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 06 | HA6106 3600040241936 |
| <input type="checkbox"/> | 08 | HA6108 3600040241981 |
| <input type="checkbox"/> | 10 | HA6110 3600040242032 |



Folatex

Conditionnées à l'unité, vendues par boîte de 10
**Folatex Homme nelaton/droite 38 cm
 ballonnet 15 ml**

| CH | Réf. | GTIN |
|--------------------------|------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14 | HA1414 3600040321218 |
| <input type="checkbox"/> | 16 | HA1416 3600040321249 |
| <input type="checkbox"/> | 18 | HA1418 3600040321270 |

**Folatex Homme tiemann/béquillée 38 cm
 ballonnet 15 ml**

| CH | Réf. | GTIN |
|--------------------------|------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14 | HA3714 3600040321669 |
| <input type="checkbox"/> | 16 | HA3716 3600040321690 |
| <input type="checkbox"/> | 18 | HA3718 3600040321720 |

**Folatex Femme nelaton/droite 22 cm
 ballonnet 15 ml**

| CH | Réf. | GTIN |
|--------------------------|------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 12 | HA3112 3600040321485 |
| <input type="checkbox"/> | 14 | HA3114 3600040321515 |
| <input type="checkbox"/> | 16 | HA3116 3600040321546 |
| <input type="checkbox"/> | 18 | HA3118 3600040321577 |

**Folatex Enfant nelaton/droite 30 cm
 ballonnet 3 ml* et 5 ml**

| CH | Réf. | GTIN |
|--------------------------|------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 08 | HA3208* 3600040241660 |
| <input type="checkbox"/> | 10 | HA3210 3600040241691 |

2. Choix de la poche



Poches de jambe stériles Conveen Triform

Boîte de 10 poches graduées

| | Réf. | GTIN |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Conveen 500 ml tub. crénelée 50 cm | 210190 5708932539425 |
| <input type="checkbox"/> | Conveen 1500 ml tub. lisse 90 cm | 050630 5701780009645 |



Poche de nuit Conveen 2000 ml

Boîte de 30 poches graduées

| | Réf. | GTIN |
|--------------------------|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Conveen 2000 ml tub. crénelée 140 cm ajustable | 213460 5701780820615 |

Poche de nuit Conveen Basic 2000 ml

Boîte de 10 poches graduées

| | Réf. | GTIN |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Conveen 2000 ml tub. lisse 100 cm | 218030 5708932973540 |

3. Les solutions de maintien



Pour la poche

Conveen Attaches de jambe

Délivrables à la paire, conditionné par boîte de 10

| | Réf. | GTIN |
|--------------------------|--------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 050501 | 5701780581431 |



Conveen Filets

Boîte de 2 filets. Pour une utilisation sur le mollet ou la cuisse avec les poches de jambe Conveen.

| Taille | Circonf. | Réf. | GTIN |
|--------------------------|-------------------|--------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Standard 40-60 cm | 783681 | 5708932507141 |
| <input type="checkbox"/> | Medium 45-65 cm | 783687 | 5708932507172 |
| <input type="checkbox"/> | Large 55-85 cm | 783695 | 5708932507202 |



Pour la sonde

Conveen Attache de maintien

Boîte de 2 attaches pour maintenir la tubulure de la poche ou la sonde à demeure

| | Réf. | GTIN |
|--------------------------|-----------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 90 cm ajustable | 383004 5708932507233 |




Pour toute question n'hésitez pas à contacter nos conseillers Coloplast au **0 800 01 58 68**

Service & appel gratuits


Horaires d'ouverture : 9h à 12h30 - 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi

Conseils d'utilisation


Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.




1 Mettez en place les attaches de jambe Conveen sur la poche Conveen Triform et vérifiez que le robinet de vidange soit bien fermé.




2 Positionnez la poche sur le mollet...



3 ... ou sur la cuisse



4 Pour vidanger la poche, ouvrir le robinet en rabaisant le clapet.



5 Une fois la vidange terminée, remontez le clapet.



6 Raccordez la poche Conveen® 2000 ml (réf. 213460) pour plus de contenance la nuit. Ouvrez le robinet de la poche Conveen Triform pour que l'urine s'écoule dans la poche Conveen 2000 ml.