

Les références disponibles pour la prise en charge des fuites urinaires masculines

	Nom du produit	Taille	Réf.	
CHOIX DE L'ÉTU/PÉNIEN	Conveen® Optima specific (verge ≤ 5 cm)		Indiquées sur la fiche de liaison	
	Conveen® Optima (verge > ou égale à 5 cm)		Indiquées sur la fiche de liaison	
CHOIX DE LA POCHE DE JOUR	Poche de jambe Conveen® Active 250 ml		Tubulure 7 cm 255020	
	Poche de jambe Conveen® 500 ml		Tubulure 30 cm 051600	
	Poche de jambe Conveen® 500 ml		Tubulure 50 cm 051610	
	Poche de jambe Conveen® 750 ml		Tubulure 50 cm 051670	
	Conveen® 1500 ml		Tubulure 90 cm 050620	
CHOIX DE LA POCHE DE NUIT	Conveen® 2000 ml		Tubulure 140 cm 213460	
	Conveen® Basic 2000 ml		Tubulure 100 cm 218030	
CHOIX DES ACCESSOIRES	Conveen® Attaches de jambe		050501	
	Conveen® Attache de maintien		383004	
	Conveen® Filets		Standard	783681
			Médium	783695
Large			783687	

1. Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

Incontinence urinaire masculine

Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire. Dispositifs médicaux de classe I. Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. Documentation réservée aux professionnels de santé

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie



Laboratoires Coloplast
Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07
pro.coloplast.com

Le logo Coloplast est une marque enregistrée
par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast
312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 2149E - Décembre 2018 - PS



Incontinence urinaire masculine
**Fiches de liaison
pour la prescription**

Conveen®

Comment choisir le système collecteur Conveen® adapté au patient

1) Déterminer la morphologie du patient en définissant la longueur et le diamètre à l'aide de la règle de mesure



2) Choisir l'étui Conveen® Optima

Version	Longueur	● 21	● 25	● 28	● 30	● 35	● 40
Conveen Optima verge > 5 cm							

Version	Longueur	● 21	● 25	● 28	● 30	● 35	● 40
Conveen Optima Specific verge ≤ 5 cm							

3) Choisir la poche à urine et les solutions de maintien des poches Conveen (poche de jour et/ou nuit)

Poche de jour Conveen

Légère à modérée¹ (<250 ml)
Conveen Active

Sévère¹ (>750 ml)
Conveen 1,5 l

Modérée¹ (250 à 750 ml)
Conveen 0,5 l ou 0,75 l

Poche de nuit Conveen

Poche de nuit Conveen 2 l et 2l basic

Attaches et filets de jambes pour les poches de jambe 0,5L, 0,75L et 1,5L.

Document à transmettre à votre médecin traitant
Votre patient vient de sortir appareillé avec les produits suivants :

Date :

Nom du patient

___/___/___

INCONTINENCE URINAIRE MASCULINE



Etui pénien

1 BOITE d'étui pénien CONVEEN OPTIMA (boite de 30 étuis)

Cocher la référence posée sur le patient

Conveen Optima verge > 5 cm	DIAM	● 25	● 28	● 30	● 35	● 40
REF		<input type="checkbox"/>				
		220250	220280	220300	220350	220400

ou

Conveen Optima Specific verge ≤ 5 cm	DIAM	● 21	● 25	● 30	● 35
REF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		221210	221250	221300	221350



Poches à urine pour le jour

Fuites urinaires légères à modérées¹ :

1 BOITE de poches à urine CONVEEN ACTIVE 250 ml
(boîte de 30 poches) Réf. 255020

Fuites modérées à sévères¹ :

1 BOITE de poches à urine CONVEEN 750 ml
(boîte de 30 poches) Réf. 051610

1 Paire d'attaches de jambe CONVEEN
(délivable à la paire) Réf. 050501

1 Attache de maintien CONVEEN
(boîte de 2 attaches) Réf. 383004



Poches à urine pour la nuit

1 BOITE de poches à urine CONVEEN 2000 ml
(boîte de 30 poches) Réf. 213460