

SenSura® Mio s'adapte à chaque morphologie et apporte sécurité et confort à vos patients^{1,2,3}



Protecteur cutané extensible

Parce que chaque patient est différent, la technologie BodyFit de la gamme SenSura® Mio permet au protecteur cutané de s'adapter à la morphologie de chacun, en épousant les plis, les creux et les cicatrices en toute sécurité^{1,2,3}



Soudures et valve anti-retour

Les poches SenSura® Mio vidangeables présentent des soudures pour éviter le ballotement et une valve anti-retour pour éviter que les urines soient en contact avec la stomie, réduisant ainsi le risque de fuites péristomiales, notamment en position horizontale.



Bouchon souple

Le bouchon des poches SenSura® Mio vidangeables permet une vidange facile, et est souple, pour plus de confort de port.



SenSura Mio Convex Fit, un convexe sans compromis⁴

Son concept unique de Flexlines®, permet de faire ressortir la stomie, tout en conservant la flexibilité.



2 choix de couplages possibles

Le couplage adhésif Flex est flexible, fin et souple. La mise en place est facilitée grâce à la ligne bleue du support.

Le couplage mécanique Click possède un mécanisme de verrouillage audible, et permet d'orienter la poche même après couplage.




Textile neutre

La matière et la couleur ont été choisies pour être agréables à porter et invisibles sous tous les vêtements, même blancs.

* Flexlines = lignes de flexibilité

Quel type d'appareillage choisir ?



Références

1. Etude CP242, en 2013. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over, SenSura Mio 1P vidable vs SenSura. 183 patients iléostomisés. Critère principal : fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bon/Très bon) rapporté par 63% des patients avec SenSura Mio vs 60% avec SenSura (ns). S'adapte à la morphologie, Suit les mouvements du corps et Confort au port notés significativement meilleurs avec SenSura Mio (p<0.001).
2. Etude CP209, en 2010. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio 1P fermée vs SenSura. 54 patients colostomisés. Critère principal : fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bon/Très Bon) rapporté par 72.2% des patients avec SenSura Mio versus 68.5% avec SenSura (p=0.03). Suit les mouvements du corps et Confort au port notés significativement meilleurs avec SenSura Mio (p<0.0002).
3. Etude CP243, en 2013. Etude clinique comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio Click 2P vidable vs SenSura Click. 130 patients iléostomisés. Résultats critère principal : 65 % des patients ont préféré l'appareillage SenSura Mio Click (p=0.002). Adaptation à la morphologie notée significativement meilleure avec SenSura Mio (p<0.001). Discretion globale significativement meilleure avec SenSura Mio (p=0.002) et Qualité de vie significativement augmentée (score moyen HRQoL: 68.1 vs 64.2 avec SenSura; p=0.01), notamment pour les domaines Confort et Confiance en soi. Adaptation à la morphologie noté significativement meilleur avec SenSura Mio (p<0.001).
4. Rationale for providing better fit to peristomal contours for users with inward bodyprofiles - SenSura MIO Convex. Document interne. Doc ID: 09019e59807f3946. Pages 3 et 4. Mesures de la flexibilité et de la résistance du support : les supports SenSura Mio Convex Fit permettent de s'adapter à la morphologie chez les patients avec des zones péristomiales creuses.

Dispositifs médicaux de classe I, non stériles, marqués CE. Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. Document réservé aux professionnels de santé.

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire*

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07
pro.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf 1035 - Août 2019 - PS



SenSura® Mio

Bien adapté Bien être assuré^{1,2,3}

Soins de stomies urinaires
Bloc d'aide à la délivrance - Août 2019

