

*Rendre la vie  
plus facile*

*Les soins des  
stomies*

*Brochure gamme - Avril 2020*



Téléchargez une version actualisée de nos brochures et recevez notre actualité sur [pro.coloplast.fr/brochure](https://pro.coloplast.fr/brochure)



# Sommaire

## Coloplast

Histoire de Coloplast	3
Mission de Coloplast	4

## SenSura® Mio

Comme une seconde peau	6
3 raisons supplémentaires pour lesquelles SenSura Mio est le choix n°1	8
Une gamme qui évolue	9

## Post Op

SenSura Mio Post Op	12
SenSura Mio Haut Débit	13
La gamme hospitalière	14

## Poches fermées

Les poches fermées SenSura Mio	20
Les compléments de gamme pour les selles solides	27

## Poches vidables

Les poches vidables SenSura Mio	30
Les poches haut débit SenSura Mio	37

## Poches uro

Les poches uro SenSura Mio	40
Les compléments d'appareillage uro	47

## Supports

Les supports SenSura Mio	52
--------------------------	----

## Gammes pédiatriques

La gamme pédiatrique SenSura Mio	58
Les gammes pédiatriques Easiflex et Alterna	60

## Gamme SenSura

Les poches fermées et vidables	64
Les poches SenSura Uro	66
Les poches Hospitalière SenSura et les supports SenSura	67

## Accessoires

La gamme d'accessoires Brava	72
------------------------------	----

## Les services Coloplast

Coloplast Professional	74
Service Relations Utilisateurs	78

# Histoire de Coloplast

## Engagés à rendre la vie plus facile depuis 1954



L'histoire de Coloplast commence en 1954. Elise Sørensen est infirmière. Sa sœur, Thora, vient de subir une opération chirurgicale et refuse de sortir de chez elle, redoutant que sa stomie ne fuie en public. C'est en écoutant les problèmes de sa sœur que naît chez Elise l'idée de la première poche de stomie adhésive au monde.



En collaborant avec Elise, Aage Louis-Hansen, ingénieur civil et fabricant de plastiques et sa femme Johanne Louis-Hansen, infirmière diplômée, créent la poche de stomie. Une poche de stomie pour aider Thora et des milliers de personnes dans le même cas, à reprendre une vie normale.

## Une solution simple qui fait toute la différence.

D'aller faire ses courses jusqu'à grimper un sommet en vélo, les espoirs et les aspirations des utilisateurs alimentent notre passion pour trouver de nouvelles façons de les aider à rendre leur vie plus facile.

Aujourd'hui, notre activité comprend les soins des stomies, l'urologie interventionnelle, la continence et les soins des plaies. Nous sommes une entreprise danoise présente dans le monde entier et employons plus de 12 000 personnes.

# Mission de Coloplast

## Notre Mission


Rendre plus facile la vie des personnes ayant des troubles physiques intimes

Plus particulièrement, en soins des stomies, notre objectif est de :

**Éliminer le fardeau des fuites**

En s'adaptant à la morphologie de chacun  
Ensemble vers l'autonomie.

# Plus de 60 ans d'innovation dans les soins des stomies



# SenSura<sup>®</sup> Mio

Comme une seconde peau

Grâce à la technologie BodyFit, SenSura Mio s'adapte à chaque morphologie et à chaque âge\*



La gamme SenSura Mio propose une large gamme de protecteurs cutanés, quels que soient les âges et les morphologies

## Zone péristomiale plane



SenSura Mio suit les mouvements du corps<sup>1</sup> et permet aux personnes stomisées de porter un appareillage sereinement<sup>2</sup>



## Zone péristomiale creuse



L'élasticité de la technologie BodyFit permet de se sentir en sécurité, même en présence de plis, creux ou cicatrices<sup>3</sup>



# SenSura<sup>®</sup> Mio

Le protecteur cutané SenSura Mio conçu pour maintenir les fonctions essentielles de la peau



PIB : styrene-isoprene-styrene - SIS : polyisobutylene - EVA : ethylene vinyl acetate

\* SenSura Mio Baby: à partir de 30 semaines de gestation, SenSura Mio Kids: à partir de 6 mois

# SenSura® Mio

3 raisons supplémentaires pour lesquelles SenSura Mio est le choix n°1 <sup>4</sup>

## Textile neutre

Discret, doux et déperlant



## Filtre circulaire 360°

Le pré-filtre circulaire diffuse la saturation du filtre et prévient le gonflement de la poche <sup>5</sup>




## Couplages souples

Les couplages Mio Flex (adhésif) et Mio Click (mécanique) permettent à chacun de choisir son couplage



# SenSura® Mio

Une gamme qui évolue pour s'adapter aux besoins des professionnels de santé et des patients



Avril 2014	Octobre 2014	Octobre 2015	Octobre 2017	Novembre 2018	Bientôt
SenSura Mio 1 Pièce	SenSura Mio 2 Pièces standards	SenSura Mio 2 Pièces convexes	SenSura Mio Post-op et Haut Débit	SenSura Mio Kids 1 Pièce et 2 Pièces	SenSura Mio Baby 1 Pièce et 2 Pièces
Fermée 1P	Supports plats Fermée 2 P	Supports convexes Fermée 2 P	Post Op	Kids Uro	Support Mio Baby
Vidable 1P	Vidable 2P	Vidable 2P	Haut Débit 1P	Kids Vidable	Poche Mio Baby
Uro 1P	Uro 2P	Uro 2P	Haut Débit 2P		Brava Baby Retrait d'adhésif

# Post Op



# SenSura® Mio Post Op

Les bénéfices de la technologie BodyFit dès la phase post-opératoire



Disponible en 4 références :  
Poche 1 pièce de 70 à 100 mm de diamètre  
Stérile ou non stérile

# SenSura® Mio Haut Débit\*

Les bénéfices de la technologie BodyFit pour la phase de reprise du transit



Disponible en 14 références\* :  
Poche 1 pièce jusqu'à 100 mm de diamètre  
Poche 2 pièces avec couplage mécanique (Click) et adhésif (Flex)  
Poche 2 pièces mini avec couplage mécanique (Click)



Fenêtre d'inspection pour un accès direct à la stomie  
Graduation pour une indication du volume d'effluent  
Evacuation large et connexion facile au Collecteur Express  
Emballage individuel pour les poches stériles



1P disponible jusqu'à 100mm de diamètre  
2P disponible jusqu'à 70mm de diamètre  
Disponible en version textile ou transparente  
Graduation sur les poches transparentes  
Large évacuation et valve anti-reflux  
Connexion facile au Collecteur Express

# La gamme hospitalière

## Post-opératoire immédiat SenSura® Mio

### SenSura Mio Post-Op 1 pièce Boîte de 5



Ø Anneau	≈ 10-70mm	≈ 10-100mm
	690ml	725ml
<b>Stérile H avec fenêtre</b>	186800 5708932069946	186810 5708932069953
<b>Non stérile ° avec fenêtre</b>	186900 5708932069960	186910 5708932069977

## Les compléments d'appareillage hospitalier




### Collecteur Express\*

Grande contenance 2l Boîte de 10

Réf.	GTIN
140100	5708932266741



- Graduation pour la quantification des effluents
- Tubulure longue, découpable et large pour faciliter le passage des effluents
- Voile doux en non-tissé
- Adaptation universelle sur toutes les poches



### Baguette H

Transverse stérile Boîte de 10


#### Utilisation simple

- Pose possible sans suture

#### Respect de la peau

- Répartition des pressions sur la paroi abdominale
- Longueur 1 : 7,7 cm - Longueur 2 : 8,7 cm

Réf.
128140



### Clamp °

Boîte de 10

- Fermeture du système de vidange après sa découpe
- Longueur 1 : 8 cm - Longueur 2 : 9 cm

Réf.	GTIN
095000	5708932468732

## Reprise du transit SenSura® Mio

Iléostomisés présentant des effluents très abondants et/ou avec des débris

### SenSura Mio Haut Débit 1 pièce\* Boîte de 30



Ø Anneau	≈ 10-70mm	≈ 10-100mm
<b>Textile</b>		
<b>Maxi (630 ml)</b>	186601 5708932065412	
<b>Transparent</b>		
<b>Maxi (725ml)</b>		186661 5708932065429

### SenSura Mio Click Haut Débit 2 pièces\* Boîte de 10



Format mini

Ø Anneau (mm)	● 50	● 60	● 70
<b>Textile</b>			
<b>Mini (540 ml)</b>	186210 5708932044141	186220 5708932044158	
<b>Maxi (1040 ml)</b>	186010 5708932044080	186020 5708932044097	186030 5708932044103
<b>Transparent</b>			
<b>Maxi (1040 ml)</b>	186110 5708932044110	186120 5708932044127	186130 5708932044134

### SenSura Mio Flex Haut Débit 2 pièces\* Boîte de 30



Ø Anneau (mm)	● 50	● 70
<b>Textile</b>		
<b>Maxi (900 ml)</b>	186501 5708932044165	186511 5708932044172
<b>Transparent</b>		
<b>Maxi (900 ml)</b>	186551 5708932044189	186561 5708932044196

### Supports SenSura Mio Click

	Standard <small>Boîte de 10</small>	Semi convexe <small>Boîte de 5</small>
● 50	≈ 10-45 mm 105120 5708932922784	≈ 15-30 mm 165650 5708932612340
● 60	≈ 10-55 mm 105220 5708932922753	≈ 15-40 mm 169690 5708932612425
● 70	≈ 10-65 mm 105310 5708932922739	≈ 15-53 mm 165750 5708932612463

### Supports SenSura Mio Flex

	Standard <small>Boîte de 10</small>	Semi convexe <small>Boîte de 5</small>
● 50	≈ 10-48 mm 105610 5708932922715	≈ 15-40 mm 169840 5708932612722
● 70	≈ 10-68 mm 105710 5708932922708	≈ 15-53 mm 169950 5708932612821

# La gamme hospitalière

## Fistula®

Adapté à tous les types de fistules et plaies abdominales

### Fistula système complet<sup>ow</sup>



- Large fenêtre d'accès avec filtre
- Protecteur large à découper
- Anneau gonflable pour mettre la fenêtre à distance de la fistule
- Chambre de vidange
- Calque de trace, pour recopier la forme de la fistule ou de la plaie
- Possibilité d'utiliser des accès drain



Taille	Réf.	GTIN	Conditionnement
<b>Mini</b> Largeur 104 mm Hauteur 159 mm	140550	5708932271721	Boîte de 6
<b>Midi</b> Largeur 156 mm Hauteur 228 mm	140650	5708932271745	Boîte de 3
<b>Maxi</b> Largeur 208 mm Hauteur 297 mm	140750	5708932271769	Boîte de 3

### Fenêtre flexible<sup>o</sup>

Boîte de 10



Taille	Réf.	GTIN
<b>Mini</b>	140200	5708932270861
<b>Midi</b>	140300	5708932270885
<b>Maxi</b>	140400	5708932270908

# Fistules, plaies et drainage

## Coloplast drainage

### Coloplast drainage poches stériles<sup>o</sup>

Boîte de 10



Ø Prédécoupe (mm)	≈ < 6-38	≈ < 6-52
<b>Mini</b> (100 ml)	022100 5701780400923	
<b>Midi</b> (300 ml)	022150 5701780400930	
<b>Maxi</b> (500 ml)		022200 5701780400947

- Adhésivité immédiate, même en milieu humide
- Adaptation aux sites difficiles : cible de prédécoupe centrale et périphérique
- Sécurité : valve anti-reflux et vidange complète de la poche
- Contrôle permanent : transparence totale et graduation de la poche

### Coloplast accès drain<sup>o</sup>

Boîte de 12



Taille	Réf.	GTIN
CH 18-30	140150	5708932266970

- Passage de drains de différentes charnières dans la poche tout en préservant son étanchéité
- Positionnement n'importe où sur la poche
- Adaptation à toutes les poches post-op, drainage, poches de recueil d'urine

# Poches fermées




Poches  
fermées

## Focus sur : La poche fermée SenSura® Mio



Protecteur cutané avec la technologie BodyFit adapté aux selles solides et qui s'adapte à chaque morphologie<sup>1</sup>



Filtre adapté aux selles solides



Disponible en 1 pièce, 2 pièces Click et Flex. Anneau de couplage Click, souple et verrouillable




Textile neutre et déperlant

## Focus sur : Le filtre 360° de SenSura® Mio prévient le gonflement de la poche<sup>5</sup>


4 patients sur 10

se réveillent la nuit suite aux ballonnements de la poche dont le filtre s'obstrue<sup>6</sup>





La solution

Filtre et préfiltre 360° SenSura Mio



Un préfiltre 360° spécifique pour les effluents généralement épais et collants. Les perforations multiples de part et d'autres du préfiltre 360° de SenSura® Mio évitent aux effluents collants de le colmater et permettent aux gaz de passer.



# Les poches fermées SenSura<sup>®</sup> Mio



## SenSura Mio Flex 2 pièces fermée\*

Système de couplage adhésif souple

Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Anneau (mm)	35	50	70
<b>Textile</b>			
<b>Mini</b> (57 ml)	122119 5701780164443		
<b>Midi</b> (330 ml)	122019 5701780164405	122129 5701780164467	
<b>Maxi</b> (460 ml)	122029 5701780164429	122139 5701780164481	122131 5708932913065
		122229 5701780164535	122221 5708932913027
<b>Transparent</b>			
<b>Maxi</b> (460 ml)	122169 5701780164504	122161 5708932913041	122239 5701780164566
			122231 5708932913003



## SenSura Mio Convex Fit Flex - Support convexe\*

Boîte de 5

Semi convexe			
Ø Anneau (mm)	35	50	70
<b>Avec œillets</b>			
∅ < 10-20 mm	169800 5708932612661		
∅ < 18-20 mm	169810 5708932612685		
∅ < 15-30 mm	169830 5708932612708		
∅ < 21-30 mm	169850 5708932612746		
∅ < 25-30 mm	169860 5708932612760		
∅ < 28-30 mm	169870 5708932612784		
∅ < 15-40 mm	169840 5708932612722		
∅ < 31-40 mm	169880 5708932612807		
∅ < 15-53 mm			169950 5708932612821



## SenSura Mio Flex - Support standard\*

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)	35	50	70
<b>Sans œillets</b>			
∅ < 10-33 mm	105510 5708932922722		
∅ < 10-48 mm	105610 5708932922715		
∅ < 25-48 mm	105620 5708932556187		
∅ < 30-48 mm	105630 5708932556200		
∅ < 35-48 mm	105640 5708932556224		
∅ < 40-48 mm	105650 5708932556248		
∅ < 10-68 mm			105710 5708932922708



### Spray pour retrait d'adhésif Brava<sup>®</sup>

Pour un retrait simple et rapide des adhésifs

- Retrait facile du protecteur cutané et des résidus.
- Séchage en quelques secondes, n'altère pas l'adhésivité du protecteur cutané appliqué par la suite.

Spray 50 ml - Conditionné par 6. Délivré à l'unité

Réf.	GTIN
120105	5708932503655

# Les poches fermées SenSura<sup>®</sup> Mio



## SenSura Mio Click 2 pièces fermée\*

Système de couplage mécanique avec clic de fermeture

Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)



## SenSura Mio Convex Fit Click - Support convexe\*

Boîte de 5

Ø Anneau (mm)	40	50	60	70		
<b>Textile</b>						
<b>Midi (430 ml)</b>	114129 5701780170062		114219 5701780170093			
<b>Maxi (530 ml)</b>	114029 5701780170055	114139 5701780170079	114131 5708932913348	114229 5701780170109	114221 5708932913300	114259 5701780170123
<b>Transparent</b>						
<b>Maxi (530 ml)</b>	114149 5701780170086	114141 5708932913324	114239 5701780170116	114231 5708932913287	114261 5708932913263	

Semi convexe				
Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
<b>Avec œillets</b>				
∅ < 10-20 mm	165600 5708932612302			
∅ < 18-20mm	165610 5708932612326			
∅ < 15-30 mm		165650 5708932612340		
∅ < 21-30 mm		165660 5708932612364		
∅ < 25-30 mm		165670 5708932612388		
∅ < 28-30 mm		165680 5708932612401		
∅ < 15-40 mm			165690 5708932612425	
∅ < 31-40 mm			165700 5708932612449	
∅ < 15-53 mm				165750 5708932612463

Convexe profond				
Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
<b>Avec œillets</b>				
∅ < 10-20 mm	165800 5708932612487			
∅ < 15-30 mm		165830 5708932612524		
∅ < 21-30 mm		165840 5708932612548		
∅ < 25-30 mm		165850 5708932612562		
∅ < 28-30 mm		165860 5708932612586		
∅ < 15-40 mm			165870 5708932612609	
∅ < 15-53 mm				165950 5708932612647



## SenSura Mio Click - Support standard\*

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
<b>Avec œillets</b>				
∅ < 10-35 mm	105020 5708932922807			
∅ < 25-35 mm	105040 5708932922791			
∅ < 10-45 mm		105120 5708932922784		
∅ < 30-45 mm		105130 5708932922777		
∅ < 35-45 mm		105150 5708932922760		
∅ < 10-55 mm			105220 5708932922753	
∅ < 40-55 mm			105230 5708932922746	
∅ < 10-65 mm				105310 5708932922739

# Les poches fermées SenSura<sup>®</sup> Mio

# Les compléments de gamme pour les selles solides



## SenSura Mio 1 pièce fermée\*

Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Prédécoupe (mm)	<span style="color: purple;">●</span> 25 <span style="color: green;">●</span> 30 <span style="color: green;">●</span> 35 <span style="color: green;">●</span> 40				
	≈ 15-45	≈ 25-45	≈ 30-45	≈ 35-45	≈ 40-55
<b>Textile</b>					
<b>Mini</b> (110 ml)	108709 5701780169820				
<b>Midi</b> (340 ml)	108719 5701780169837	108729 5701780169844	108739 5701780169851	108749 5701780169868	
<b>Maxi</b> (550 ml)	108819 5701780169875	<span style="color: blue;">H</span> 108811 5708932913386	108839 5701780169882	108849 5701780169899	108859 5701780169905
					<span style="color: blue;">H</span> 108851 570893255804
<b>Transparent</b>					
Ø Prédécoupe (mm)	≈ 15-55				
<b>Maxi</b> (550 ml)	108919 5701780169912	<span style="color: blue;">H</span> 108911 5708932913362			

## Mini poche

Alterna mini-poche\* Boîte de 30

Ø 20-55
058760 5701780581691

Après les irrigations

- Faible épaisseur et totalement souple
- Filtre pour neutraliser les odeurs



## Matériel d'irrigation

Coloplast trousse d'irrigation\*

Nécessaire complet

Réf	015102
GTIN	5708932259279

Contenu de la trousse d'irrigation :  
boc à eau, régulateur de débit, cône  
d'irrigation, 4 mini-poches Alterna,  
30 manchons adhésifs



Cône d'irrigation\* Conditionné par 5. Délivré à l'unité

Réf	011100
GTIN	5708932201520



Alterna système obturateur\* Boîte de 10

Ø 20-35	Ø 35-45
014350 5701780076784	014850 5701780076807



Coloplast manchon d'irrigation auto-adhésif\* Boîte de 50

Réf	010030
GTIN	5701780076999



# Poches vidables




## Focus sur : La poche vidable SenSura® Mio



## Focus sur : SenSura® Mio vidable : Une solution adaptée aux besoins des patients iléostomisés

Un protecteur cutané SenSura Mio spécifique  
aux effluents liquides ou pâteux (1P et 2P)



Un préfiltre 360° spécifique pour les effluents liquides ou pâteux,  
avec des fibres non digérées

Les perforations en 2 points du préfiltre 360° de SenSura® Mio évitent aux effluents liquides de passer le préfiltre et de colmater le filtre de l'intérieur.



\* Gomme Butyle et résine  
\*\* Gomme Butyle

# Les poches vidables SenSura<sup>®</sup> Mio



## SenSura Mio Flex 2 pièces vidable\*

Système de couplage adhésif souple

Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Anneau (mm)	35	50	70
Textile			
Mini (70 ml)		122419 5701780164641	
Midi (290 ml)	122319 5701780164580	122429 5701780164665	
Maxi (440 ml)	122329 5701780164603	122439 5701780164689	122529 5701780164726
	122321 H 5708932912983	122431 H 5708932912945	122521 H 5708932912907
Transparent			
Maxi (440 ml)	122339 5701780164627	122449 5701780164702	122539 5701780164740
	122331 H 5708932912969	122441 H 5708932912921	122531 H 5708932912884



## SenSura Mio Convex Fit Flex - Support convexe\*

Boîte de 5

		Semi convexe		
Ø Anneau (mm)		35	50	70
Avec œillets				
∅ < 10-20 mm	169800 5708932612661			
∅ < 18-20 mm	169810 5708932612685			
∅ < 15-30 mm		169830 5708932612708		
∅ < 21-30 mm		169850 5708932612746		
∅ < 25-30 mm		169860 5708932612760		
∅ < 28-30 mm		169870 5708932612784		
∅ < 15-40 mm		169840 5708932612722		
∅ < 31-40 mm		169880 5708932612807		
∅ < 15-53 mm				169950 5708932612821



## SenSura Mio Flex - Support standard\*

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)		35	50	70
Sans œillets				
∅ < 10-33 mm	105510 5708932922722			
∅ < 10-48 mm		105610 5708932922715		
∅ < 25-48 mm		105620 5708932556187		
∅ < 30-48 mm		105630 5708932556200		
∅ < 35-48 mm		105640 5708932556224		
∅ < 40-48 mm		105650 5708932556248		
∅ < 10-68 mm				105710 5708932922708

## Brava<sup>®</sup> Support Plus

Le renfort périphérique Brava Support Plus permet le maintien du protecteur cutané, chez les personnes stomisées présentant une morphologie péristomiale irrégulière.



Boîte de 20

Forme	Réf.	GTIN
XL	120760	5708932676144
Standard	120701	5708932598583
Droit	120740	5708932609876
Large	120720	5708932609852

# Les poches vidables SenSura<sup>®</sup> Mio



## SenSura Mio Click 2 pièces vidable\*

Système de couplage mécanique avec clic de fermeture

Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
<b>Textile</b>				
<b>Midi</b> (390 ml)	114319 5701780170130	114429 5701780164245	114519 5701780164306	
<b>Maxi</b> (510 ml)	114329 5701780170147	114439 5701780164269	114431 H 5708932913249	114529 5701780164320
			114521 H 5708932913201	114569 5701780164368
				114561 H 5708932913164
<b>Transparent</b>				
<b>Maxi</b> (510 ml)	114339 5701780170154	114449 5701780164283	114441 H 5708932913225	114539 5701780164344
			114531 H 5708932913188	114579 5701780164382
				114571 H 5708932913140



## SenSura Mio Click - Support\* Boîte de 10

Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
<b>Avec œillets</b>				
∅ < 10-35 mm	105020 5708932922807			
∅ < 25-35 mm	105040 5708932922791			
∅ < 10-45 mm		105120 5708932922784		
∅ < 30-45 mm		105130 5708932922777		
∅ < 35-45 mm		105150 5708932922760		
∅ < 10-55 mm			105220 5708932922753	
∅ < 40-55 mm			105230 5708932922746	
∅ < 10-65 mm				105310 5708932922739



## SenSura Mio Convex Fit Click - Support convexe\*

Boîte de 5

Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
<b>Semi convexe</b>				
<b>Avec œillets</b>				
∅ < 10-20 mm	165600 5708932612302			
∅ < 18-20mm	165610 5708932612326			
∅ < 15-30 mm		165650 5708932612340		
∅ < 21-30 mm		165660 5708932612364		
∅ < 25-30 mm		165670 5708932612388		
∅ < 28-30 mm		165680 5708932612401		
∅ < 15-40 mm			165690 5708932612425	
∅ < 31-40 mm			165700 5708932612449	
∅ < 15-53 mm				165750 5708932612463

Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
<b>Convexe profond</b>				
<b>Avec œillets</b>				
∅ < 10-20 mm	165800 5708932612487			
∅ < 15-30 mm		165830 5708932612524		
∅ < 21-30 mm		165840 5708932612548		
∅ < 25-30 mm		165850 5708932612562		
∅ < 28-30 mm		165860 5708932612586		
∅ < 15-40 mm			165870 5708932612609	
∅ < 15-53 mm				165950 5708932612647

# Les poches vidables SenSura<sup>®</sup> Mio



## SenSura Mio 1 pièce vidable\*

Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Prédécoupe (mm)	≈< 10-45	≈< 10-55	● 25 ≈< 25-45	● 30 ≈< 30-45	● 35 ≈< 35-45	● 40 ≈< 40-45
Textile						
Mini (110 ml)	104319 5701780169615					
Midi (340 ml)	104419 5701780169622		104429 5701780169639	104439 5701780169646	104449 5701780169653	
Maxi (550 ml)	104519 5701780169660	104511 5708932913447		104529 5701780169677	104539 5701780169684	104549 5701780169691
Transparent						
Maxi (550 ml)	104589 5701780169707	104581 5708932913423				

# Les poches haut débit SenSura<sup>®</sup> Mio

## Reprise du transit SenSura<sup>®</sup> Mio

Iléostomisés présentant des effluents très abondants et/ou avec des débris

### SenSura Mio Haut Débit 1 pièce\* Boîte de 30



Ø Anneau (mm)	≈< 10-70mm	≈< 10-100mm
Textile		
Maxi (630 ml)	186601 5708932065412	
Transparent		
Maxi (725ml)		186661 5708932065429

### SenSura Mio Click Haut Débit 2 pièces\* Boîte de 10



Format mini

Ø Anneau (mm)	● 50	● 60	● 70
Textile			
Mini (540 ml)	186210 5708932044141	186220 5708932044158	
Maxi (1040 ml)	186010 5708932044080	186020 5708932044097	186030 5708932044103
Transparent			
Maxi (1040 ml)	186110 5708932044110	186120 5708932044127	186130 5708932044134

### SenSura Mio Flex Haut Débit 2 pièces\* Boîte de 30



Ø Anneau (mm)	● 50	● 70
Textile		
Maxi (900 ml)	186501 5708932044165	186511 5708932044172
Transparent		
Maxi (900 ml)	186551 5708932044189	186561 5708932044196

### Supports SenSura Mio Click

	Standard (Boîte de 10)	Semi convexe (Boîte de 5)
● 50	≈< 10-45 mm 105120 5708932922784	≈< 15-30 mm 165650 5708932612340
● 60	≈< 10-55 mm 105220 5708932922753	≈< 15-40 mm 169690 5708932612425
● 70	≈< 10-65 mm 105310 5708932922739	≈< 15-53 mm 165750 5708932612463

### Supports SenSura Mio Flex

	Standard (Boîte de 10)	Semi convexe (Boîte de 5)
● 50	≈< 10-48 mm 105610 5708932922715	≈< 15-40 mm 169840 5708932612722
● 70	≈< 10-68 mm 105710 5708932922708	≈< 15-53 mm 169950 5708932612821

# Poches uro



## Focus sur : La poche uro SenSura<sup>®</sup> Mio



Protecteur cutané avec la technologie BodyFit<sup>®</sup>


S'adapte à la morphologie et aux mouvements<sup>2,7</sup>

Valve anti-reflux

Evite le retour des urines vers la stomie

Système multi-compartiments

Pour un remplissage homogène, et éviter le ballonnement de l'urine



Textile déperlant et doux pour la peau

Evite les salissures et les odeurs

Robinet souple et repliable

Pratique et discret

## Focus sur : SenSura<sup>®</sup> Mio Uro : Une poche pratique et discrète


### Robinet souple et facile à utiliser

- ✓ Le **robinet** est fait d'un matériau souple et flexible
- ✓ Il ne frotte pas contre la jambe et peut être replié dans une fente en tissu, pour plus de discrétion
- ✓ Il peut être relié à la **poche de nuit Coloplast**

### Vidange pratique et hygiénique (voir la notice)



1. Pincer la base du robinet et enlever le bouchon, en orientant l'évacuation vers le haut




2. Orienter l'évacuation vers les toilettes et faire évacuer l'urine



3. Reboucher l'évacuation et replier le bouchon

### Système multi-compartiments et valve anti-reflux

- ✓ Le **système multi-compartiments** permet à l'urine de se répartir uniformément entre les compartiments, ainsi la poche ne gonfle pas sous les vêtements et le ballonnement est inaudible – pour plus de confort et de discrétion
- ✓ La **valve anti-reflux** prévient le retour d'urine. Ainsi, elle protège le protecteur cutané d'un délitement prématuré, et protège la peau péristomiale



# Les poches uro SenSura<sup>®</sup> Mio



## SenSura Mio Flex 2 pièces vidangeable (uro)\*

Système de couplage adhésif souple

Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Anneau (mm)	● 35	● 50	
Textile			
Midi (300 ml)		122960 5708932922838	
Maxi (410 ml)	122910 5708932922852	122970 5708932922821	
Transparent			
Maxi (410 ml)	122920 5708932922845	122980 5708932922814	122981 5708932912822



## SenSura Mio Convex Fit Flex - Support convexe\*

Boîte de 5

Semi-convexe	
Ø Anneau (mm)	● 35 ● 50
Avec œillets	
∅ < 10-20 mm	169800 5708932612661
∅ < 18-20 mm	169810 5708932612685
∅ < 15-30 mm	169830 5708932612708
∅ < 21-30 mm	169850 5708932612746
∅ < 25-30 mm	169860 5708932612760
∅ < 28-30 mm	169870 5708932612784
∅ < 15-40 mm	169840 5708932612722
∅ < 31-40 mm	169880 5708932612807



## SenSura Mio Flex - Support standard\*

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)	● 35	● 50
Sans œillets		
∅ < 10-33 mm	105510 5708932922722	
∅ < 10-48 mm		105610 5708932922715
∅ < 25-48 mm		105620 5708932556187
∅ < 30-48 mm		105630 5708932556200
∅ < 35-48 mm		105640 5708932556224
∅ < 40-48 mm		105650 5708932556248

### Anneau protecteur Brava<sup>®</sup>

L'anneau protecteur Brava est conçu pour faciliter l'adaptation de l'appareillage à la morphologie de l'utilisateur. Il aide à prévenir les fuites\* et résiste aux effluents agressifs\*

Boîte de 10				
Épaisseur	Ø Int.	Ø Ext.	Réf.	GTIN
2,5 mm	18 mm	48 mm	120351	5701780173919
2,5 mm	18 mm	64 mm	120381	5701780173940
2,5 mm	34 mm	64 mm	120391	5701780173957
2,5 mm	18 mm	76 mm	120321	5708932726559
4,2 mm	18 mm	48 mm	120451	5708932725255
4,2 mm	18 mm	64 mm	120481	5708932725286
4,2 mm	34 mm	64 mm	120491	5708932725323

Coloplast poche à urine  
2 l tub 120 cm ajustable\*  
Boîte de 30

Réf.	GTIN
213650	5708932512022



# Les poches uro SenSura<sup>®</sup> Mio



## SenSura Mio Click 2 pièces vidangeable (uro)\*

Système de couplage mécanique avec clic de fermeture

Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Anneau (mm)	● 40	● 50	● 60
<b>Textile</b>			
<b>Midi</b> (400 ml)		114960 5708932922883	
<b>Maxi</b> (500 ml)	114910 5708932922906	114970 5708932922876	114990 5708932678315
<b>Transparent</b>			
<b>Maxi</b> (500 ml)	114920 5708932922890	114980 5708932922869	114981 5708932913089
			115000 5708932678339



## SenSura Mio Click - Support standard\*

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)	● 40	● 50	● 60
<b>Avec œillets</b>			
∅ < 10-35 mm	105020 5708932922807		
∅ < 25-35 mm	105040 5708932922791		
∅ < 10-45 mm		105120 5708932922784	
∅ < 30-45 mm		105130 5708932922777	
∅ < 35-45 mm		105150 5708932922760	
∅ < 10-55 mm			105220 5708932922753
∅ < 40-55 mm			105230 5708932922746



## SenSura Mio Convex Fit Click - Support convexe\*

Boîte de 5

Semi convexe			
Ø Anneau (mm)	● 40	● 50	● 60
<b>Avec œillets</b>			
∅ < 10-20 mm	165600 5708932612302		
∅ < 18-20mm	165610 5708932612326		
∅ < 15-30 mm		165650 5708932612340	
∅ < 21-30 mm		165660 5708932612364	
∅ < 25-30 mm		165670 5708932612388	
∅ < 28-30 mm		165680 5708932612401	
∅ < 15-40 mm			165690 5708932612425
∅ < 31-40 mm			165700 5708932612449

Convexe profond			
Ø Anneau (mm)	● 40	● 50	● 60
<b>Avec œillets</b>			
∅ < 10-20 mm	165800 5708932612487		
∅ < 15-30 mm		165830 5708932612524	
∅ < 21-30 mm		165840 5708932612548	
∅ < 25-30 mm		165850 5708932612562	
∅ < 28-30 mm		165860 5708932612586	
∅ < 15-40 mm			165870 5708932612609



Coloplast poche à urine  
2 l tub 120 cm ajustable\*  
Boîte de 30

Réf. 213650  
GTIN 5708932512022



# Les poches uro SenSura<sup>®</sup> Mio



## SenSura Mio 1 pièce vidangeable (uro)\*

Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Prédécoupe (mm)	≈ 10-45	≈ 20-45	≈ 25-45	≈ 30-45
Textile				
Midi (340 ml)	105810 5708932923378			
Maxi (550 ml)	105820 5708932923361	105830 5708932923354	105840 5708932923347	105850 5708932923330
Transparent				
Maxi (550 ml)	105860 5708932923323	105861 5708932913409		

# Les compléments d'appareillage uro

## Coloplast micro-système uro 2 pièces - 10 ml<sup>◇</sup> Boîte de 30

Ø Anneau (mm)	● 40	● 50	● 60
	142040 5701780974547	142050 5701780974561	142060 5701780974585

**Micro-système unique permettant un raccord direct à une poche à urine :**

- Poche à urine Coloplast 2L ajustable, hygiène et confort pour la nuit
- Poche de jambe Conveen 0,5 - 0,75 l



## Coloplast mini-poche absorbante 2 pièces<sup>◇</sup> Boîte de 30

Ø Anneau (mm)	● 40	● 50
	028070 5701780847056	028080 5701780847070

**Alternative à la poche de recueil**

- Absorption et gélification d'une quantité de 100 ml d'effluents
- Voile doux en non-tissé
- Pour la piscine, les situations intimes



## Poches à urine et accessoires

Coloplast poche à urine 2 l tub 120 cm ajustable* Boîte de 30	Réf. GTIN	213650 5708932512022
---	--------------	-------------------------



Conveen Attaches de jambe* Boîte de 10 paires	Réf. GTIN	050501 5701780581431
---	--------------	-------------------------



Conveen Active 250 ml tub 7 cm ajustable* Boîte de 30	Réf. GTIN	255020 5708932467568
---	--------------	-------------------------



Porte-poche de lit <sup>◇</sup> pour Conveen 2 l à l'unité	Réf. GTIN	050700 5708932533485
--	--------------	-------------------------



Conveen Poche de jambe 0,75 l tub 50 cm ajustable* Boîte de 30	Réf. GTIN	051670 5708932498265
--	--------------	-------------------------



Porte-poche de sol <sup>◇</sup> pour Conveen 2 l à l'unité	Réf. GTIN	380431 5708932263313
--	--------------	-------------------------



## Alterna Plus raccord uro<sup>◇</sup>


Boîte de 10

Réf. GTIN	098000 5708932219471
--------------	-------------------------





# Supports



Focus sur :

## Les couplages SenSura<sup>®</sup> Mio



### SenSura Mio Flex Couplage adhésif



#### Fin et souple

- Absence de bague de couplage
- Flexibilité équivalente à un système 1 pièce



#### Sûr

- Adhésivité forte de la poche sur le support
- Sécurité du couplage poche/support



#### Conçu pour prévenir les fuites

- La mousse adhésive en polyéthylène a été développée pour prévenir les fuites
- La languette bleue permet un retrait facile, sans coller aux gants



#### Facile à mettre en place<sup>8</sup>

- Pour faciliter la pose, plier la mousse adhésive en deux
- Placer leur doigt à la base de la collerette et y appuyer la mousse adhésive



### SenSura Mio Click Couplage Mécanique



#### Souple<sup>2</sup>

- Anneau de couplage ondulé, pour gagner en souplesse et flexibilité




#### Sûr<sup>2</sup>

- Verrou du couplage
- Sécurité du couplage poche/support



#### Un couplage conçu pour prévenir les fuites<sup>2</sup>

- Fermeture audible
- Possibilité d'adapter la ceinture Mio



#### Couplage en 2 gestes

- Couplage en 2 gestes, sans appuyer sur le ventre du patient

Focus sur :

## Les supports SenSura<sup>®</sup> Mio Convex Fit


### SenSura Mio Convex Fit

fait ressortir la stomie, tout en restant flexible<sup>3</sup>

- Une flexibilité dirigée grâce aux FlexLines\*



La forme des lignes FlexLines\* guident la manière dont le support SenSura Mio Convex Fit se plie



Flexible

Sans créer de pli

### Disponible en plusieurs profondeurs et types de couplages

#### SenSura Mio Click Semi convexe (6mm)



#### SenSura Mio Flex Semi convexe (6mm)



#### SenSura Mio Click Convexe profond (9mm)



\*Lignes de flexibilité

# Les supports SenSura<sup>®</sup> Mio

## SenSura<sup>®</sup> Mio Flex

Système à couplage adhésif



### SenSura Mio Flex - Support standard\*

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)	● 35	● 50	● 70
<b>Sans œillets</b>			
⊗ 10-33 mm	105510 5708932922722		
⊗ 10-48 mm		105610 5708932922715	
⊗ 25-48 mm		105620 5708932556187	
⊗ 30-48 mm		105630 5708932556200	
⊗ 35-48 mm		105640 5708932556224	
⊗ 40-48 mm		105650 5708932556248	
⊗ 10-68 mm			105710 5708932922708



### SenSura Mio Convex Fit Flex - Support convexe\*

Boîte de 5

Semi convexe			
Ø Anneau (mm)	● 35	● 50	● 70
<b>Avec œillets</b>			
⊗ 10-20 mm	169800 5708932612661		
⊗ 18-20 mm	169810 5708932612685		
⊗ 15-30 mm		169830 5708932612708	
⊗ 21-30 mm		169850 5708932612746	
⊗ 25-30 mm		169860 5708932612760	
⊗ 28-30 mm		169870 5708932612784	
⊗ 15-40 mm		169840 5708932612722	
⊗ 31-40 mm		169880 5708932612807	
⊗ 15-53 mm			169950 5708932612821

## SenSura<sup>®</sup> Mio Click

Système de couplage mécanique avec clic de fermeture



### SenSura Mio Click - Support standard\*

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)	● 40	● 50	● 60	● 70
<b>Avec œillets</b>				
⊗ 10-35 mm	105020 5708932922807			
⊗ 25-35 mm	105040 5708932922791			
⊗ 10-45 mm		105120 5708932922784		
⊗ 30-45 mm		105130 5708932922777		
⊗ 35-45 mm		105150 5708932922760		
⊗ 10-55 mm			105220 5708932922753	
⊗ 40-55 mm			105230 5708932922746	
⊗ 10-65 mm				105310 5708932922739



### SenSura Mio Convex Fit Click - Support convexe\*

Boîte de 5

Semi convexe					Convexe profond				
Ø Anneau (mm)	● 40	● 50	● 60	● 70	Ø Anneau (mm)	● 40	● 50	● 60	● 70
<b>Avec œillets</b>					<b>Avec œillets</b>				
⊗ 10-20 mm	165600 5708932612302				⊗ 10-20 mm	165800 5708932612487			
⊗ 18-20mm	165610 5708932612326				⊗ 18-20mm	165810 5708932612500			
⊗ 15-30 mm		165650 5708932612340			⊗ 15-30 mm		165830 5708932612524		
⊗ 21-30 mm		165660 5708932612364			⊗ 21-30 mm		165840 5708932612548		
⊗ 25-30 mm		165670 5708932612388			⊗ 25-30 mm		165850 5708932612562		
⊗ 28-30 mm		165680 5708932612401			⊗ 28-30 mm		165860 5708932612586		
⊗ 15-40 mm			165690 5708932612425		⊗ 15-40 mm			165870 5708932612609	
⊗ 31-40 mm			165700 5708932612449		⊗ 31-40 mm			165880 5708932612623	
⊗ 15-53 mm				165750 5708932612463	⊗ 15-53 mm				165950 5708932612647

# Gammes pédiatriques



Focus sur :

## SenSura® Mio Baby

Pour les nouveau-nés stomisés entre 30 semaines de gestation et 6 mois

### Support SenSura® Mio Baby



Le support SenSura Mio Baby est conçu pour s'adapter à la morphologie du nouveau-né grâce à la technologie BodyFit™<sup>9</sup>



La forme ovale du support SenSura Mio Baby est destinée à couvrir les segments amont et aval de l'intestin stomisé.



La collerette en plastique souple et doux est conçue pour permettre une application et un retrait de la poche en douceur

### Poche SenSura® Mio Baby

#### Fenêtre de réinstillation

- Fenêtre de réinstillation avec languette adhésive, amovible et repositionnable afin de faciliter l'accès à la stomie lors de réinstillation
- Conçu pour réduire le temps de soin des stomies des nouveau-nés et faciliter la réinstillation<sup>9</sup>

#### Bouchon en matière douce

- Conçu pour être doux pour la peau des bébés
- Lumière de vidange adaptée à la taille des seringues standards pour faciliter la manipulation des infirmières



Focus sur :

## SenSura® Mio Kids

Pour les enfants stomisés entre 6 mois et 4 ans

### Support SenSura® Mio Kids



Le support de SenSura Mio Kids est spécialement conçu en forme d'étoile pour :

- S'adapter aux petits ventres ronds des enfants
- Faciliter le positionnement sur l'abdomen (ombilic, aine)<sup>10</sup>



Des stries d'adaptation sur le pourtour du support permettent :

- De faciliter l'adaptation à la morphologie
- De faciliter les mouvements, afin que les enfants stomisés puissent bouger comme ils le souhaitent<sup>10</sup>

### Poche SenSura® Mio Kids



#### Couplage adhésif Flex


(pour les poches 2P vidables)

Flexible, fin et souple, pour le confort de port, tout en permettant la sécurité du couplage



#### Textile neutre

Doux et déperlant pour éviter les salissures



#### Filtre 360° circulaire

(pour les poches vidables)

Le pré-filtre circulaire diffère la saturation et prévient le gonflement de la poche<sup>5</sup>



#### Robinet souple et repliable

(pour les poches uro)

Pratique et discret

# La gamme pédiatrique SenSura<sup>®</sup> Mio


Tous les bénéfices de la gamme SenSura<sup>®</sup> Mio adaptés aux nourrissons et aux jeunes enfants

## SenSura<sup>®</sup> Mio Kids À partir de 6 mois

### Pour les stomies digestives

#### SenSura Mio Kids vidable\* Boîte de 30

Ø Anneau (mm)	● 27	● 35
Ø Stomie	≈ 0-27	≈ 0-35
<b>1 pièce</b>		
Textile		
Midi	187101	5708932109833
Transparent		
Midi	187111	5708932109840
<b>2 Pièces – Couplage adhésif Flex</b>		
Textile		
Mini	187201	5708932109857
Midi	187221	187241 5708932109710 5708932109734
Transparent		
Mini	187211	5708932109864
Midi	187231	187251 5708932109727 5708932109741



### Supports pour les poches 2 pièces

#### SenSura Mio Kids - Support 2 pièces\* Boîte de 10

Ø Anneau (mm)	● 27	● 35
≈ 0-27	187351	5708932693509
≈ 0-35	187471	5708932693530



### Pour les stomies urinaires

#### SenSura Mio Kids vidangeable\* Boîte de 30

Ø Anneau (mm)	● 27	● 35
Ø Stomie	≈ 0-27	≈ 0-35
<b>1 pièce</b>		
Textile		
Midi	187131	5708932693820
Transparent		
Midi	187121	5708932693806



### SenSura<sup>®</sup> Mio Baby De 30 semaines de gestation à 6 mois

**Bientôt**

#### SenSura Mio Baby 2 pièces \*

Boîte de 30

Ø Découpe max (mm)	≈ 22x40
Transparent	
160 ml	187001 5708932702249



#### SenSura Mio Baby Support 2 pièces \*

Boîte de 5

Ø Découpe max (mm)	≈ 22x40
187050	5708932702225



#### Brava Baby Retrait d'adhésif ♦

Boîte de 30

Réf.	120140
	5708932130967



# Les gammes pédiatriques Easiflex et Alterna

Tous les bénéfices des gammes Easiflex et Alterna adaptés aux nourrissons et aux jeunes enfants

## Pour les stomies digestives

### Easiflex pédiatrie 2 pièces vidable\* Boîte de 30

Ø Anneau (mm)	● 17	● 27	Support standard Boîte de 5	
Ø Stomie	≈ 0-15	≈ 0-25	≈ 0-15	≈ 0-25
Opaque				
105 ml	146910 5708932185752		143070 5708932183710	
150 ml		1469 20 5708932185776		143080 5708932183734



#### • Discrétion et liberté de mouvement

Poche vidable conforme à la morphologie des tout-petits et visuels enfantins

#### • Mise en place et retrait aisés

Grâce à la collerette unique du système Easiflex et à sa languette de préhension

### Alterna pédiatrie 2 pièces vidable\* Boîte de 50

Ø Stomie	≈ 10-35	Support standard Boîte de 5
Transparent		
105 ml	017820 5701780076463	Ø 40 131490 5701780927475



## Pour les stomies urinaires

### Alterna uro pédiatrie 1 pièce vidangeable\* Boîte de 30

Ø Stomie	≈ 10-35
185 ml	080090 5701780848770

#### Respect de la peau péristomiale

Le protecteur cutané Alterna est composé de 2 gommés alternés en spirales, l'une plus adhésive, l'autre plus absorbante.



# Gammes SenSura



# Les poches fermées SenSura®



## SenSura 1 pièce fermée\*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
<b>Opaque</b>			
25	Midi	154529	5701780165785
25	Maxi	154829	5701780166225
30	Midi	154539	5701780165891
30	Maxi	154839	5701780166270
35	Midi	154549	5701780165976
35	Maxi	154849	5701780166294
40	Midi	154559	5701780165990
45	Midi	154569	5701780166010
50	Midi	154579	5701780166034
≈ 10/66	Mini	154209	5701780165648
≈ 10/66	Midi	154509	5701780165761
≈ 10/76	Maxi	154809	5701780166201
<b>Transparent</b>			
25	Midi	154429	5701780165709
25	Maxi	154729	5701780166096
30	Midi	154439	5701780165723
30	Maxi	154739	5701780166140
35	Midi	154449	5701780165747
35	Maxi	154749	5701780166164
≈ 10/66	Midi	154419	5701780165662
≈ 10/76	Maxi	154709	5701780166065



## SenSura 1 pièce fermée\* Avec fenêtre Visio

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
<b>Opaque</b>			
25	Midi	150219	5701780165488
30	Midi	150229	5701780165501
30	Maxi	150319	5701780165563
35	Midi	150239	5701780165525
≈ 10/66	Midi	150209	5701780165464
≈ 10/76	Maxi	150309	5701780165556



## SenSura Mio Original 1 pièce fermée\*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
<b>Textile</b>			
25	Midi	108229	5701780173841
30	Midi	108239	5701780169738
30	Maxi	108339	5701780169769
35	Midi	108249	5701780169745
35	Maxi	108349	5701780169776
≈ 15/45	Mini	108119	5701780169714
≈ 15/45	Midi	108219	5701780169721
≈ 15/45	Maxi	108319	5701780169752
≈ 40/55	Maxi	108359	5701780169783
<b>Transparent</b>			
≈ 15/45	Midi	108619	5701780169813



## SenSura Click 2 pièces fermée\*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
<b>Opaque</b>			
40	Midi	101549	5701780169233
40	Maxi	101649	5701780169264
50	Mini	101529	5701780169226
50	Midi	101559	5701780169240
50	Maxi	101659	5701780169271
60	Midi	101569	5701780169257
60	Maxi	101669	5701780169288
70	Maxi	101679	5701780169295
<b>Transparent</b>			
40	Maxi	101849	5701780169301
50	Maxi	101859	5701780169318
60	Maxi	101869	5701780169325
70	Maxi	101879	5701780169332



## SenSura Flex 2 pièces fermée\*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
<b>Opaque</b>			
35	Midi	109049	5701780169943
35	Maxi	109149	5701780169981
50	Mini	108959	5701780169929
50	Midi	109059	5701780169950
50	Maxi	109159	5701780169998
70	Maxi	109189	5701780170017
70	XL	109209	5701780170031
90	XXL	109919	5701780170048
<b>Transparent</b>			
35	Maxi	109119	5701780169967
50	Midi	109029	5701780169936
50	Maxi	109129	5701780169974
70	Maxi	109179	5701780170000
70	XL	109199	5701780170024



## SenSura 1 pièce Vidable\*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
<b>Opaque</b>			
25	Midi	155529	5701780166379
25	Maxi	155829	5701780166690
30	Midi	155539	5701780166409
30	Maxi	155839	5701780166737
35	Midi	155549	5701780166447
35	Maxi	155849	5701780166751
≈ 10/66	Mini	155209	5701780166317
≈ 10/66	Midi	155509	5701780166355
≈ 10/76	Maxi	155809	5701780166669
<b>Transparent</b>			
50	Maxi	155729	5701780166546
70	Maxi	155739	5701780166560
50	Maxi	155749	5701780166645
≈ 10/66	Midi	155419	5701780166331
≈ 10/76	Maxi	155709	5701780166515



## SenSura Click 2 pièces Vidable\*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
<b>Opaque</b>			
40	Mini	103519	5701780169455
40	Midi	103549	5701780169479
40	Maxi	103649	5701780169509
50	Mini	103529	5701780169462
50	Midi	103559	5701780169486
50	Maxi	103659	5701780169516
60	Midi	103569	5701780169493
60	Maxi	103669	5701780169523
70	Maxi	103679	5701780169530
<b>Transparent</b>			
40	Maxi	103849	5701780169554
50	Maxi	103859	5701780169561
60	Midi	103769	5701780169547
60	Maxi	103869	5701780169578
70	Maxi	103879	5701780169585



## SenSura 1 pièce Vidable\* Avec fenêtre Visio

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
<b>Opaque</b>			
≈ 10/66	Midi	152519	5701780165587
≈ 10/76	Maxi	152819	5701780165600



## SenSura Flex 2 pièces Vidable\*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Réf	GTIN
<b>Opaque</b>			
35	Midi	103149	5701780169356
35	Maxi	103249	5701780169394
50	Midi	103159	5701780169363
50	Maxi	103259	5701780169400
70	Maxi	103289	5701780169424
70	XL	103309	5701780169448
90	XXL	103919	5701780169608
<b>Transparent</b>			
35	Maxi	103219	5701780169370
50	Midi	103129	5701780169349
50	Maxi	103229	5701780169387
70	Maxi	103279	5701780169417
70	XL	103299	5701780169431
90	XXL	103909	5701780169592

# Les poches uro SenSura®



## SenSura 1 pièce Uro

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
<b>Opaque</b>			
≈ 10/66	Midi	118010	5708932395175
≈ 10/76	Maxi	118020	5708932395205
<b>Transparent</b>			
≈ 10/66	Midi	118030	5708932395236
≈ 10/76	Maxi	118040	5708932395267



## SenSura Click 2 pièces Uro

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
<b>Opaque</b>			
40	Midi	118410	5708932398169
40	Maxi	118440	5708932398220
50	Midi	118420	5708932398190
50	Maxi	118450	5708932398251
60	Maxi	118460	5708932398282
<b>Transparent</b>			
40	Midi	118510	5708932398312
40	Maxi	118540	5708932398374
50	Midi	118520	5708932398343
50	Maxi	118550	5708932398404
60	Maxi	118560	5708932398435



## SenSura Flex 2 pièces Uro

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
<b>Opaque</b>			
35	Midi	118210	5708932396172
35	Maxi	118240	5708932396233
50	Midi	118220	5708932396202
50	Maxi	118250	5708932396264
<b>Transparent</b>			
35	Maxi	118270	5708932396295

# Les poches hospitalières SenSura®



## SenSura Post-Op 1 pièce\*

Stérile<sup>◊</sup> Boîte de 5

Ø (mm)	Taille	Réf
<b>Transparent</b>		
70	680 ml	190100
100	725 ml	190110



## SenSura Post-Op 1 pièce\*

Non Stérile<sup>◊</sup> Boîte de 10

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
<b>Transparent</b>			
70	680 ml	190200	5708932971911
100	725 ml	190210	5708932971898



## SenSura Visio Magnum 1 pièce\*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
<b>Transparent</b>			
≈ 10/76	630ml	190040	5708932468787



## SenSura Click Magnum 2 pièces\*

Boîte de 30

Ø (mm)	Taille	Ref	GTIN
<b>Opaque</b>			
40	Maxi	190400	5708932976336
50	Maxi	190410	5708932976268
60	Maxi	190420	5708932976190
<b>Transparent</b>			
40	Maxi	190500	5708932976114
50	Maxi	190510	5708932976077
60	Maxi	190520	5708932976022

# Les supports SenSura®



## SenSura Click Standards\* Boîte de 10

Ø (mm)	Découpe (mm)	Réf	GTIN
<b>Standard</b>			
40	≈ 10-35	100110	5708932341356
50	≈ 10-45	100210	5708932341370
60	≈ 10-55	100310	5708932341394
70	≈ 10-65	100410	5708932387736
<b>X-pro</b>			
40	≈ 10-35	100150	5708932406710
50	≈ 10-45	100250	5708932406741
60	≈ 10-55	100350	5708932406772
70	≈ 10-65	100450	5708932406802



## SenSura Flex Standards\* Boîte de 10

Ø (mm)	Découpe (mm)	Réf	GTIN
<b>Standard</b>			
35	≈ 10-33	101010	5708932350549
50	≈ 10-48	101020	5708932350563
70	≈ 10-68	101030	5708932350587
90	≈ 10-88	101080	5708932384681
<b>X-pro</b>			
35	≈ 10-33	101040	5708932410137
50	≈ 10-48	101050	5708932410151
70	≈ 10-68	101060	5708932410175



## SenSura Click Convexes\* Boîte de 5

Ø (mm)	Découpe (mm)	Réf	GTIN
<b>HP</b>			
40	≈ 15-23	110110	5708932341295
50	≈ 15-33	110210	5708932341318
60	≈ 15-43	110310	5708932341332
70	≈ 15-53	110410	5708932387767
<b>HP X-Pro</b>			
40	≈ 15-23	110150	5708932402101
50	≈ 15-33	110250	5708932402125
60	≈ 15-43	110350	5708932402149
70	≈ 15-53	110450	5708932402163



## SenSura Flex Convexes\* Boîte de 5

Ø (mm)	Découpe (mm)	Réf	GTIN
<b>HP</b>			
35	≈ 15-23	113010	5708932350600
50	≈ 15-43	113030	5708932350617
70	≈ 15-56	113070	5708932384032
<b>HP X-Pro</b>			
35	≈ 15-23	113010	5708932404105
50	≈ 15-43	113030	5708932404143
70	≈ 15-56	113070	5708932404167


# Accessoires



Prévenir les fuites



Protéger la peau



Faciliter le quotidien



# L'anneau protecteur Brava®

Une double protection tout en étant facile à manipuler ◊

## Protège la peau péristomiale

La composition ◊◊ permet :

- d'absorber <sup>11</sup> l'humidité,
- de laisser peu de résidus <sup>12</sup> sur la peau,
- de résister aux effluents agressifs <sup>13</sup>.

## Apporte un sentiment de sécurité <sup>13</sup>

Doté de la technologie BodyFit®, l'anneau protecteur Brava suit les mouvements du corps pour s'adapter au quotidien des utilisateurs.


## Facile à manipuler

Il se modèle, s'étire, s'applique et se retire facilement <sup>14</sup>.



# Brava® Support Plus

Un renfort périphérique pour les patients stomisés présentant une morphologie péristomiale irrégulière



**Brava Support Plus Standard**  
Pour une sécurité supplémentaire



**Brava Support Plus XL**  
Une zone d'adhérence plus grande



**Brava Support Plus Forme Droite**  
Pour les supports carrés



**Brava Support Plus Forme Large**  
Un soutien supplémentaire pour les zones bombées

En cas de décollement prématuré des bords extérieurs du protecteur cutané du patient, une solution Coloplast existe et permet de renforcer le maintien de son appareillage : Brava Support Plus.

# Pâtes en tube Brava® et Coloplast

Préviennent les fuites et protègent la peau péristomiale ◊◊◊

Les pâtes Brava et Coloplast préviennent les fuites et protègent la peau péristomiale des effluents. Elles comblent les plis et les creux formés par la peau pour une bonne étanchéité péristomiale.



## Pâte en tube Brava

Conservation la pâte Brava à température ambiante. Après usage, essuyer la pâte restante sur le tube à l'aide d'une compresse propre. La reboucher soigneusement.



## Pâte en tube Coloplast

Grâce à sa formule "sans alcool", la pâte Brava ne pique pas lors de l'application.

# Spray pour retrait d'adhésif

Retrait facile du protecteur cutané et des résidus



## Ne pique pas

Le retrait pour adhésif Brava ne contient pas d'alcool, ne pique pas lors de l'application.

## Respect de la peau <sup>15,16</sup>

Le retrait pour adhésif Brava contient du Silicone, ce qui facilite le retrait tout en douceur.

## Sèche en quelques secondes

Il n'altère pas l'adhésivité du protecteur cutané appliqué par la suite.

◊ Prévention des fuites, en créant un joint d'étanchéité entre la peau et le support, et protection de la peau péristomiale  
 ◊◊ Polymères (PIB (Polyisobutylène), EVA (éthylène-acétate de vinyle), PPG (Polypropylène glycol), WAX, agent lubrifiant (Hydroxyéthylcellulose)  
 ◊◊◊ En formant un joint d'étanchéité entre la stomie et le support

# Gamme d'accessoires Brava®

La morphologie et le type de peau différent d'un patient à un autre. La gamme Brava conçoit des accessoires qui s'adaptent à leur morphologie pour éviter les fuites, des solutions pour prendre soin de leur peau et faciliter leur quotidien.

## Prévenir des fuites

### Anneau protecteur Brava\*

Une double protection : prévention des fuites\*\* et protection de la peau péristomiale, tout en étant facile à manipuler



- Absorbe l'humidité<sup>11</sup>
- Résistant à l'érosion<sup>13</sup>
- Laisse peu de résidus<sup>12</sup>
- Facile à modeler, appliquer et retirer<sup>14</sup>



Boîte de 10

Épaisseur	Ø Int.	Ø Ext.	Réf.	GTIN
2,5 mm	18 mm	48 mm	120351	5701780173919
2,5 mm	18 mm	64 mm	120381	5701780173940
2,5 mm	34 mm	64 mm	120391	5701780173957
<b>2,5 mm</b>	<b>18 mm</b>	<b>76 mm</b>	<b>120321</b>	<b>5708932726559</b>
4,2 mm	18 mm	48 mm	120451	5708932725255
4,2 mm	18 mm	64 mm	120481	5708932725286
4,2 mm	34 mm	64 mm	120491	5708932725323

Nouveau

### Anneau modelable Brava\*

Un anneau pour prévenir les fuites



- Création d'un joint d'étanchéité en prévention des fuites
- Facile à manipuler et à modeler

Boîte de 10

Épaisseur	Ø	Réf.	GTIN
2,0 mm	18 mm	120307	5701780173896
4,2 mm	18 mm	120427	5708932725224

### Brava support plus\*

Un renfort périphérique qui renforce le maintien de l'appareillage.

- Prévention du décollement prématuré du protecteur cutané.
- Seconde peau extensible qui s'adapte aux mouvements du corps



Boîte de 20

Forme	Réf.	GTIN
XL	120760	5708932676144
Standard	120701	5708932598583
Droit	120740	5708932609876
Large	120720	5708932609852

### Pâte en tube Brava sans alcool et pâte en barrette Brava\*

Une protection contre les effluents



- Formulation sans alcool : ne pique pas et respecte la peau
- Comblement des plis formés par la peau
- Bonne étanchéité péristomiale

Délivrable à l'unité

	Réf.	GTIN
Cond. par 6	120500	5708932520560
Cond. par 12	120510	5708932557535

Barrette de 6 g - Boîte de 10

	Réf.	GTIN
	026555	5708932502702

### Coloplast pâte en tube de 60g\*



Conditionnée par 12 - Délivrable à l'unité

Réf.	GTIN
026501	5708932533478

### Ceinture Mio Brava\*

Une ceinture spécifiquement conçue pour un appareillage avec la poche SenSura Mio



- Nouveaux crochets
- Discrétion et souplesse pour plus de confort au port
- 4 encoches pour une sécurité supplémentaire
- 2 tailles : standard (100 cm) et XL (155 cm)

Conditionnée par 15 - Délivrable à l'unité

	Réf.	GTIN
Standard - 100 cm	004230	5708932942768
XL - 155 cm	004240	5708932942430

### Ceinture Brava\*

Le maintien renforcé pour un appareillage avec la poche Sensura.



Conditionnée par 15 - Délivrable à l'unité

	Réf.	GTIN
	004215	5708932503426

## Protéger la peau

### Spray et lingettes de protection cutanée Brava°

Un film protecteur qui ne pique pas et prévient les problèmes cutanés



- Film protecteur contre les effluents
- N'altère pas l'adhésivité du protecteur cutané appliqué par la suite

Spray 50 ml - Conditionné par 6. Délivrable à l'unité

	Réf.	GTIN
	120205	5708932503679

Lingette - Boîte de 30

	Réf.	GTIN
	120215	5708932503716

### Poudre Brava\*

Une poudre qui prend soin de la peau péristomiale



- Utilisation sur le pourtour de la stomie
- Maintien de la peau sèche

25 g - Conditionnée par 16. Délivrable à l'unité

	Réf.	GTIN
	019075	5708932565479

### Crème° et plaque\* de protection cutanée Brava

Une crème qui prend soin de la peau péristomiale



- Crème :**
- Hydratante
  - Protège la peau autour de la stomie de l'irritation, du frottement et des effluents.

- Plaque :**
- Renforce l'adhésivité du protecteur cutané
  - Protège contre les effluents agressifs

Tube 60 ml - Conditionné par 6. Délivrable à l'unité

	Réf.	GTIN
	120005	5708932500272

Plaque - Boîte de 5

Taille	Réf.	GTIN
10x10 cm	032106	5708932502764
15x15 cm	032155	5708932502788

## Faciliter le quotidien

### Spray\* et lingette° pour retrait d'adhésif Brava

Une solution efficace pour le retrait d'adhésif et qui ne pique pas



- Retrait facile du protecteur cutané et des résidus
- Séchage en quelques secondes, n'altère pas l'adhésivité du protecteur cutané appliqué par la suite

Spray 50 ml - Conditionné par 6. Délivrable à l'unité

	Réf.	GTIN
	120105	5708932503655

Lingette - Boîte de 30

	Réf.	GTIN
	120115	5708932503693

### Flacon et dosette de déo-lubrifiant°

Une solution conçue pour les odeurs et la stagnation des effluents au niveau de la stomie



- Neutralise les odeurs
- Action lubrifiante pour permettre aux effluents de glisser au fond de la poche et éviter la stagnation au niveau de la stomie.
- Facilite la vidange de la poche


Flacon 240 ml - Conditionné par 4. Délivrable à l'unité

	Réf.	GTIN
	120610	5708932523486

Dosette 7,5 ml - Boîte de 20

	Réf.	GTIN
	120600	5708932523462

## Compléments d'accessoires



**Sachets service Coloplast°**  
Ils permettent de jeter discrètement la poche usagée.

Boîte de 90

	Réf.	GTIN
	098060	5708932243322

# Les services et l'expertise Coloplast



Les professionnels de santé et Coloplast travaillent dans un but commun : **améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de troubles physiques intimes.**

En tant que partenaire de confiance, nous nous engageons à **vous soutenir dans la prise en charge et l'accompagnement de vos patients.** C'est pourquoi nous vous proposons une **offre de services dédiés à tous les professionnels de santé** qui souhaitent avoir accès à de l'information pertinente, échanger et partager leur expertise, pour façonner l'avenir ensemble.

Dans le cadre de notre offre Coloplast Professional, les professionnels de santé ont accès à :



Des **ÉVÈNEMENTS DÉDIÉS** avec la présence d'experts dans les domaines de la Continence ou de la Stomie.



Des **PROJETS DE RECHERCHE INCLUANT DES GROUPES DE TRAVAIL** pour échanger les bonnes pratiques et contribuer aux améliorations produits.



Des **SUPPORTS D'INFORMATION** et des **OUTILS D'ÉDUCATION** pour aider la prise en charge des patients.

Nous avons la conviction qu'en soutenant les professionnels de santé en leur apportant régulièrement de l'information pertinente, nous pouvons ensemble **élever le standard de soin des patients.**

## La proximité auprès des professionnels de santé



### Les Responsables régionaux Coloplast répondent à vos besoins :

- Conseils sur l'utilisation des produits
- Echantillons et documentations sur demande

### Les conseillers du Service Clients Coloplast vous assistent

- Commandes de produits
- Echantillons et documentations sur demande
- Conseils techniques sur nos produits

### Pour plus d'informations

**Coloplast est à votre écoute**

Tél. **01.56.63.18.00** - Fax : **01.56.63.17.73**

## Le site web [pro.coloplast.fr](http://pro.coloplast.fr)

Dédié aux professionnels de santé et met à disposition de nombreux outils pour permettre à toutes les équipes soignantes d'améliorer la prise en charge des patients.



### Vous retrouverez notamment :

- De l'information médicale
- Des vidéos de conseils d'utilisation produits et des témoignages utilisateurs
- Un catalogue en ligne avec toutes les informations produits à jour (code GTIN, référence, code LPPR, etc.)
- Un service d'outils sur-mesure pour le suivi hôpital-ville

Ce site est réservé exclusivement à l'usage des professionnels de santé, pour le consulter une identification est nécessaire (inscription via MedoK®).

## L'accompagnement des équipes soignantes



De nombreux outils ont été conçus par des professionnels de santé (médecins, stomathérapeutes, infirmières) pour permettre aux équipes soignantes d'améliorer la prise en charge des personnes stomisées :

- Modules de formation à l'utilisation des produits Coloplast
- Guide pratique de l'infirmière
- Carnet de suivi hôpital / ville
- Outil BodyCheck
- Vidéos d'apprentissage

# DOCUMENTATIONS – Professionnels

Coloplast vous soutient dans votre démarche de formation, et met à votre disposition un ensemble d'outils et de supports, pour vous accompagner au quotidien.

## Fiches de références



110S : Brochure Gamme Soins des stomies



1942S : Fiche de références SenSura Mio et Brava



2404S : Poster hospitalier Sensura Mio et Brava



2482Z : Fiche des références pédiatriques Coloplast

## Fiches Produits



2568S : Gamme pédiatrique SenSura Mio



2319S : SenSura Mio Post-op et Haut débit



2338S : Les accessoires Brava

## Blocs d'aide à la délivrance



140S : Stomies digestives - Bloc d'aide à la délivrance SenSura Mio



103S : Stomies urinaires - Bloc d'aide à la délivrance SenSura Mio



2232S : Bloc d'aide à la délivrance Brava

## Guides de Bonnes Pratiques



1013S : Guide pratique de l'infirmière



2560S : Guide de bonnes pratiques des soins de stomie pédiatriques



2591S : Irritation cutanée péristomiale, ce que l'infirmière doit savoir

## Pour le marquage pré-opératoire



2012S : Ronds de marquage



123Z : Kit de marquage pré-opératoire

## Blocs et posters anatomiques




1071S : Bloc anatomique stomies digestives



1072S : Bloc anatomique stomies urinaires



2084S : Poster appareil digestif



2085S : Poster appareil urinaire

## Outils d'aide pour l'appareillage




2140S : Stomie artificielle



1906S : Buste



149Z : Ciseaux courbés à bouts ronds



2033S : Roue d'aide à l'appareillage SenSura Mio et Brava

# Coloplast au service de vos patients

## Service Relations Utilisateurs



Vincent et Katell,  
du Service Relations Utilisateurs

L'équipe de conseillers du Service Relations Utilisateurs est à l'écoute et disponible pour répondre à toutes les questions de vos patients sur leur appareillage Coloplast.

Ils donneront aux utilisateurs les informations nécessaires pour utiliser au mieux leurs produits et les encourager à mener la vie qu'ils souhaitent. Pour toutes les questions médicales, nous les inviterons à contacter leur professionnel de santé.

## DOCUMENTATIONS – Patients

Il se peut que vos patients aient besoin d'aide et de conseils, en complément ou rappel de ceux donnés par les professionnels de santé, aussi bien avant qu'après l'intervention. Nous mettons à votre disposition des outils qui peuvent vous aider à la prise en charge de vos patients. Ces outils travaillés avec des professionnels de santé permettront également à vos patients à leur retour au domicile de retrouver les réponses à de nombreuses questions.

### Documents éducatifs patients



117S : Carnet de suivi



160S : Guide du patient stomisé



2056S : Apprendre à vivre avec une colostomie



2057S : Apprendre à vivre avec une iléostomie



2058S : Apprendre à vivre avec une urostomie



2592S : Comment prendre soin de sa stomie

### Kits de sortie patient



1285Z: Kit de sortie Adulte



2472S: Kit de sortie Pédiatrique

### Outils pour le quotidien des patients



2213S : Coupon Ciseaux



2504S : Coupon Pincettes tour de cou



2413S : Coupon bande dessinée



## Une question ? Besoin d'aide ?

Nos conseillers sont à l'écoute de vos patients.

Pour toute question sur leur appareillage, nous sommes à leur disposition

téléphone au : **0 800 01 58 68** Service & appel gratuits > Tapez 1  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

e-mail à : [contact.france@coloplast.com](mailto:contact.france@coloplast.com)

ou connectez-vous sur : [www.coloplast.fr/stomie](http://www.coloplast.fr/stomie)

# Les engagements de Coloplast pour l'environnement

Notre système de management environnemental est certifié selon la norme internationale ISO 14001, qui garantit notre engagement à réduire continuellement notre impact sur l'environnement.

## Nos engagements sont présents

Lorsque nous développons des produits, nous faisons face aux défis environnementaux en intégrant des principes d'écoconception dans toutes les étapes du développement. Cela signifie :

### Concevoir des produits avec le plus faible impact environnemental possible :



Nous utilisons des **matières premières** qui ont un impact environnemental limité.

Nous limitons au maximum la consommation d'énergie nécessaire à la production.

Nous portons également une attention particulière au **transport** des marchandises en privilégiant notamment le transport terrestre.



### Réduire nos déchets et activités polluantes :

Nous sommes engagés sur la **réduction des phtalates, des émissions de CO<sub>2</sub>, des déchets et des expérimentations animales.**



### Sensibiliser nos collaborateurs au développement responsable :

Tous les employés de Coloplast sont invités à **limiter l'impact quotidien de leurs activités** sur l'environnement et à partager leurs idées afin de nous améliorer sans cesse.

## Nos engagements sont réels



### Au niveau de la filiale française, nous avons par exemple :

Mis en place le **tri sélectif** : en 2017, notre centre de distribution a trié et recyclé 103 tonnes de cartons, papiers et brochures.

Mis en place des **éclairages LED** (basse consommation) sur notre centre de distribution de Lognes et progressivement sur notre siège de Rosny-sous-bois.

Mis en place des **stages d'éco-conduite** pour les équipes commerciales en 2017 et 2018.



**Au niveau global**, la **Global Travel Policy**, mise en place en 2010, a permis de **réduire de 30% les déplacements en avion**, ce qui est équivalent à une réduction des émissions de CO<sub>2</sub> de 5000 tonnes par an.

## Notre empreinte carbone

Réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

**50%**  
de réduction de CO<sub>2</sub>  
par produit issu de  
la consommation  
d'énergie depuis 2009\*



Total des économies de CO<sub>2</sub>

**14 500**  
tonnes de CO<sub>2</sub>  
économisées en  
2016 comparé à  
2009 =  
2 300 fois le tour  
du monde en  
voiture\*\*

Utilisation des matières premières

**62,4** tonnes de  
plastique économisées  
par an grâce au  
nouveau packaging  
des sondes



= suffisamment  
pour emballer  
l' Empire State  
Building 4 fois\*\*

\* Coloplast Annual Report 2015/16  
\*\* Calculs réalisés par Coloplast's EHS department

# Références

1. Etude CP209, en 2010. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio 1P fermée vs SenSura. 54 patients colostomisés. Critère principal : fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bon/Très Bon) rapporté par 72.2% des patients avec SenSura Mio versus 68.5% avec SenSura (p=0.03). Suit les mouvements du corps noté significativement meilleurs avec SenSura Mio (p<0.0002). Douleur au retrait évaluée à 0,37 en moyenne avec SenSura Mio vs 0,67 avec SenSura, sur une échelle de 0 à 10 (10: douleur maximale) (p=0,0148) (p.41).
2. Etude CP243, en 2013. Etude clinique comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio Click 2P vidable vs SenSura Click. 130 patients iléostomisés. Résultats critère principal : 65 % des patients ont préféré l'appareillage SenSura Mio Click (p=0,002). Sentiment de sécurité et Confort de port notés Très Bon/Bon par 73% et 86% des patients avec SenSura Mio Click vs 65% et 71% avec SenSura Click (p<0,001). Qualité de vie significativement augmentée avec SenSura Mio (score moyen HRQoL : 68.1 vs 64.2 avec SenSura; p=0.01) notamment pour les domaines Confort de port et Confiance en soi. Discrétion globale de l'appareillage significativement augmentée (p=0,002). Adaptation à la morphologie notée significativement meilleure avec SenSura Mio (p<0,001). La manipulation est notée Facile/Très facile par 95% et 92% des patients respectivement avec SenSura Mio Click et SenSura Click (p.54, Fig. 23A). Pas de fuite au niveau du couplage rapportée par 93% et 86% des patients respectivement avec SenSura Mio Click et SenSura Click (ns) (p.57, Fig. 27A).
3. Enquête de satisfaction de l'appareillage Sensura Mio Convex Fit (Click et Flex). Rapport statistique, Déc 2016. 93 infirmières et 219 patients participants (iléo, colo et urostomisés). Satisfaction globale : 88,7% des infirmières et 79,6% des patients étaient Très satisfaits/Satisfaits du nouvel appareillage, que le couplage soit mécanique ou adhésif. 86,9% (185/213) des patients étaient Très satisfaits/Satisfaits de la capacité de l'appareillage à faire ressortir la stomie, tout en restant flexible. 79,3% (169/213) des patients étaient Très satisfaits/satisfaits du sentiment de sécurité lors du port.
4. Ventes de supports et poches fermées, vidables et vidangeables (1P et 2P) des grossistes et revendeurs fournissant leurs données au GERS – entre Juin et Août 2019, SenSura Mio représente 22,8% du volume.
5. Etude CP211, en 2011. Evaluation clinique comparative, randomisée en cross-over, des améliorations du nouveau filtre pour poches de stomie. SenSura 1P vidable avec nouveau filtre vs filtre existant. 20 patients iléostomisés. Critère principal : fréquence du gonflement des poches et durée de port avant gonflement. Réduction significative des gonflements avec le nouveau filtre (-61% ; p<0.0001) et allongement significatif du temps de port avant apparition des gonflements (+ 82% (3h20) ; p<0.0001).
6. Claessens I, et al. The Ostomy Life Study: the everyday challenges faced by people living with a stoma in a snapshot. Gastrointestinal Nursing. 2015 ; 13 (5) : 18-25. Enquête incluant 4138 patients stomisés, le but de cette enquête était de mieux comprendre l'impact d'une stomie sur le quotidien des patients. 46% des patients sont réveillés la nuit du fait du gonflement de la poche (fig. 3B).
7. Etude CP242, en 2013. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio 1P vidable vs SenSura. 183 patients iléostomisés. Critère principal : fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bon/Très bon) rapporté par 63% des patients avec SenSura Mio vs 60% avec SenSura (ns). Discrétion et Confort de port notés significativement meilleurs avec SenSura Mio (p<0.001). Adaptation à la morphologie notée significativement meilleure avec SenSura Mio (p<0.001).
8. Arnaud et al. 2008; Poster présenté au Congrès WCET, Slovénie, Juin 2008. Etude comparative, randomisée, contrôlée, SenSura Flex vs. Esteem Synergy à couplage adhésif, portant sur 46 patients colostomisés depuis plus de 3 mois. Résultats critère principal : 74% des patients ont préféré l'appareillage SenSura Flex (p=0,003). Manipulation Facile/Très facile rapportée par 71% des patients avec SenSura Flex vs 27% avec le produit de référence (p<0,0005) (Figure 4). Les couplages de SenSura Flex et de SenSura Mio Flex sont identiques, la seule différence étant la couleur de la ligne de positionnement sur la colerette (VV-0051056), ce qui n'influence pas la fonctionnalité du couplage.
9. Summative Usability Test Report SenSura Mio Baby and Brava Baby Adhesive Remover, VV-0203574. Test d'utilisation réalisé par 15 stomathérapeutes spécialisées en pédiatrie et 14 parents d'enfants stomisés.
  - 92% des évaluateurs estiment que l'adaptation de SenSura Mio Baby à la morphologie du nouveau-né est bonne/très bonne (N=25) P14.
  - 100% des évaluateurs estiment que SenSura Mio Baby facilite la réinstillation (N=17).
  - 75% des évaluateurs estiment que le temps de soin des stomies chez les nouveau-nés avec SenSura Mio Baby est inférieur aux standards de soins existants (N=15) P15.
  - 85% des évaluateurs estiment que l'application du support SenSura Mio Baby est facile (N=27). P13
  - 93% des évaluateurs estiment que la poche SenSura Mio Baby est facile à appliquer et à retirer (N=28). P13
10. Summative usability test report – SenSura Mio Kids (VV-0217900), août 2018, Test d'utilisation réalisé par 15 stomathérapeutes spécialisées en pédiatrie et 14 parents d'enfants stomisés. 92% des évaluateurs estiment que le support de SenSura Mio Kids s'adapte bien à très bien à la morphologie des enfants. P10. 95% des évaluateurs estiment que le support de SenSura Mio Kids permet aux enfants de bouger librement. P10. 71% des évaluateurs estiment que l'adhésif en forme d'étoile donne plus de flexibilité sur le positionnement comparativement aux supports de forme standard.
11. Design of test Method Report, document number: VV-0095458, juillet 2015. Absorption mesurée selon méthode interne QMS3.2.96 = mesure de la quantité de serum physiologique absorbée à 2h et à 24h.
12. Tielemans C et al. Evaluation of a new ostomy mouldable seal: an international product evaluation. Br J Nurs. 2016 Dec 8;25(22):S16-S22. 135 participants colo, iléo et urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Objectif : évaluer les performances de l'anneau protecteur Brava comparativement à l'anneau habituellement utilisé. 81% des patients ont jugé que l'anneau protecteur Brava laisse pas du tout/ un très faible degré/un faible degré de résidus sur la peau péristomiale.
13. Clinical Evaluation report Brava Protective Seal VV-0109220. 135 participants colo, iléo et urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Mai 2016. Objectif : évaluer les performances de l'anneau protecteur Brava comparativement à l'anneau habituellement utilisé. 64% des iléostomisés et urostomisés ont évalué bonne à très bonne la durabilité de l'anneau protecteur Brava : IC 95% [0.524; 0.737]. Page 11. Le sentiment de sécurité a été jugé comparable entre les deux anneaux : 68% ont jugé le sentiment de sécurité bon à très bon (IC 95% [0.599;0.761]). Page 12 table 4.
14. Clinical Evaluation report Brava Protective Seal VV-0109220. 135 participants colo, iléo et urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Mai 2016. Objectif : évaluer les performances de l'anneau protecteur Brava comparativement à l'anneau habituellement utilisé. 79% l'ont jugé facile ou très facile à retirer. 85% l'ont jugé facile/très facile à modeler, étirer et appliquer.
15. Données de biocompatibilité (potentiel toxique évalué conformément à la norme EN ISO 10993) et données de matériovigilance.
16. Cutting K. Silicone & Skin Adhesives. JCN 2006 Nov; 20(11):36-38. Les silicones sont respectueux de la peau. Ce sont des solvants secs qui ne laissent pas de résidu. Ils sont inertes et ne peuvent pas être métabolisés. Ils ne piquent pas.

## LES DISPOSITIFS MEDICAUX NE SONT PAS SUBSTITUABLES

Art. L5125-23 du CSP, Art.L716-10 du CPI

Dispositifs médicaux destinés au soin des stomies, de classe I, non stériles sauf

- SenSura Mio Post-Op Stérile, SenSura Post-Op stérile, SenSura Visio Magnum stérile, Coloplast Drainage stérile, dispositifs médicaux de classe I stériles CE (0543)

- Alterna Baguette transverse : dispositif médical de classe IIa, CE (0543)

- Alterna Système obturateur : dispositif médical de classe IIb, CE (0543)

Fabricant : Coloplast A/S. Dispositifs médicaux, consultez les notices spécifiques à chacun pour plus d'information

Document destiné aux professionnels de santé

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire. Les sprays pour retrait d'adhésif sont remboursés uniquement pour le décolllement des supports de poches

# Avis de confidentialité

## Notice d'informations à destination des professionnels de santé

Coloplast A/S (Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danemark) et ses filiales, y compris Les Laboratoires Coloplast SAS (6 rue de Rome 93561 Rosny-sous-Bois cedex) et Coloplast Manufacturing France SAS (La Boursidière, 92350 Le Plessis-Robinson) (« Coloplast ») interagissent régulièrement avec des professionnels de santé et d'autres tiers dans le cadre de leurs activités commerciales. Ces interactions impliquent la collecte et le traitement de données personnelles émanant de professionnels de santé et de tiers. Coloplast est responsable de la collecte et du traitement de ces données et veillera à ce que les données personnelles soient traitées avec soin et conformément aux lois et réglementations applicables.

Dans le cadre de ses interactions avec les professionnels de santé et les autres tiers, Coloplast traite les informations personnelles qui lui sont fournies. Il peut s'agir du nom, des coordonnées, du titre, de la spécialité, du lieu de travail, du numéro RPPS ou de tout autre numéro d'enregistrement professionnel (« les données personnelles »). Nous traitons les données personnelles afin de communiquer les informations demandées et de poursuivre notre intérêt légitime à interagir avec les parties externes et à améliorer notre communication. L'article 6(1)(b) relatif à l'exécution du contrat et l'article 6(1)(f) relatif aux intérêts légitimes du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'UE constituent le fondement juridique sur la base duquel Coloplast traitera vos données personnelles.

Les employés de Coloplast traiteront vos données exclusivement aux fins spécifiées. Dans certains cas, Coloplast utilisera des systèmes fonctionnant sur des plateformes tierces ou impliquera des tiers dans le traitement des données (par ex. Salesforce et Oracle). Tout transfert de données à des tiers sera effectué uniquement aux fins spécifiées et sera géré conformément aux instructions de Coloplast. Les données pourront être collectées et traitées à travers le réseau Coloplast, ce qui peut impliquer un traitement de données personnelles en dehors de l'espace économique européen. Dans de tels cas, un niveau de protection des données adéquat sera garanti par les tiers, par des clauses contractuelles types sur la protection des données adoptées par l'UE, ou un mécanisme de certification approuvé européen sur la protection des données. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le délégué à la protection des données de Coloplast (coordonnées ci-dessous).

Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps qu'il existe une relation active entre vous et Coloplast, ou si nous envisageons d'établir une telle relation. La relation sera considérée comme inactive en l'absence de communication entre vous et Coloplast pendant deux ans.

### Quels sont mes droits ?

Vous pouvez à tout moment écrire à [privacyrequests@coloplast.com](mailto:privacyrequests@coloplast.com) afin de demander :

- l'accès à vos données ;
- la rectification ou la suppression de vos données ;
- les restrictions concernant le traitement de vos données ;
- à recevoir vos données dans un format ouvert et lisible par machine (portabilité des données) ;
- le retrait des consentements que vous avez donnés à Coloplast pour le traitement de vos données.

L'exercice des droits ci-dessus n'entraînera aucune conséquence négative pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Coloplast traite les données personnelles, rendez-vous sur [www.coloplast.com/global/privacy-notice](http://www.coloplast.com/global/privacy-notice).

Coloplast a nommé un délégué à la protection des données. Pour toute question relative au traitement de vos données personnelles par Coloplast, vous pouvez contacter par e-mail notre délégué à la protection des données ([dataprotectionoffice@coloplast.com](mailto:dataprotectionoffice@coloplast.com)), ou par courrier adressé à Coloplast, à l'attention du Délégué à la protection des données. Toute réclamation concernant le traitement des données personnelles par Coloplast doit également être adressée à notre délégué à la protection des données. Vous avez également le droit de porter réclamation auprès de l'autorité de surveillance compétente si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont Coloplast traite les réclamations. En France, l'autorité compétente est la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

### Comment contacter Coloplast ?

Si vous avez des questions, contactez Coloplast par e-mail à [fr\\_contactpro@coloplast.com](mailto:fr_contactpro@coloplast.com), ou par courrier à : Départements commercial et/ou marketing - Laboratoires Coloplast, 6 rue de Rome 93561 Rosny-sous-Bois cedex.



L'histoire de Coloplast commence en 1954 au Danemark.

Elise Sørensen est infirmière. Sa soeur Thora vient juste d'être opérée d'une colostomie et refuse de sortir de chez elle de crainte que sa stomie ne fuit en public. Pour répondre aux problèmes de sa soeur, Elise crée la première poche de stomie adhésive au monde. Une poche de recueil qui ne fuit pas, donnant à Thora, et à des milliers de personnes comme elle, la chance de reprendre une vie normale.

Une solution simple mais qui peut changer une vie.

Aujourd'hui, notre activité concerne les soins des stomies, l'urologie, la continence et les soins des plaies. Nous continuons de suivre l'exemple d'Elise : nous écoutons, nous apprenons et nous développons, en étroite collaboration avec les utilisateurs, des produits et services qui facilitent la vie des personnes souffrant de troubles physiques intimes.

Document réservé à l'usage de professionnels de santé.

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle