


# SenSura® Mio

3 raisons supplémentaires d'apprécier la gamme



## Textile neutre de la poche

- Discret et invisible sous les vêtements, même blancs
- Doux et agréable à porter
- Jamais mouillé, grâce à son textile déperlant



## Filtre circulaire 360°

- Diffère la saturation du filtre et prévient le gonflement de la poche<sup>5,6</sup>



## 2 choix de couplages possibles :


### Couplage adhésif Flex

- Couplage flexible
- Fin et souple
- Mise en place facilitée grâce à la ligne bleue du support

### Couplage mécanique Click

- Mécanisme de verrouillage audible
- Permet d'orienter la poche

## Quel type d'appareillage choisir ?



# Pour les colostomies droites ou transverses, il peut être recommandé d'utiliser une poche vidable

### Références

1. Etude CP242, en 2013. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over, SenSura Mio 1P vidable vs SenSura. 183 patients iléostomisés. Critère principal : fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bory/Très bon) rapporté par 63% des patients avec SenSura Mio vs 60% avec SenSura (ns). S'adapte à la morphologie, Suit les mouvements du corps et confort au port notés significativement meilleurs avec SenSura Mio (p<0.001).
2. Etude CP209, en 2010. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio 1P fermée vs SenSura. 54 patients colostomisés. Critère principal : fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bory/Très Bon) rapporté par 72.2% des patients avec SenSura Mio versus 68.5% avec SenSura (p=0.03). Confort de port\* et «Suit les mouvements du corps» notés Très Bon/Bon par 92.6% et 90.7% des patients avec SenSura Mio vs. 66.6% et 68.5% avec SenSura (p=0,0001). Capacité à oublier la poche: 74,1% des patients n'y pensent jamais ou rarement avec SenSura Mio vs. 50% avec SenSura (p=0,0162). Tableau 12 p. 35
3. Etude CP243, en 2013. Etude clinique comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio Click 2P vidable vs SenSura Click-130 patients iléostomisés. Résultats critère principal : 65 % des patients ont préféré l'appareillage SenSura Mio Click (p=0.002). Adaptation à la morphologie notée significativement meilleure avec SenSura Mio (p<0.001). Discretion globale significativement meilleure avec SenSura Mio (p=0.002) et Qualité de vie significativement augmentée (score moyen HRQoL: 68.1 vs 64.2 avec SenSura; p=0,01), notamment pour les domaines Confort et Confiance en soi.
4. Enquete de satisfaction de l'appareillage SenSura Mio Convex Fit (Click et Flex). Rapport statistique, Dec 2016. 93 infirmieres et 219 patients participants (Ileo, colo et urostomisés). Satisfaction globale: 88,7% des infirmieres et 79,6% des patients etaient Tres satisfaits/Satisfaits du nouvel appareillage, que le couplage soit mecanique ou adhesif. 79,3% (169/213) des patients etaient Tres satisfaits/satisfaits du sentiment de securite lors du port.
5. Etude CP210, en 2011. Evaluation clinique comparative, randomisée en cross-over, des améliorations du nouveau filtre pour poches de stomie, SenSura 1P fermée avec nouveau filtre vs filtre existant. 20 patients colostomisés. Critère principal : fréquence du gonflement des poches et durée de port avant gonflement. Réduction significative des gonflements avec le nouveau filtre (-52% ; p=0.0007) et allongement significatif du temps de port avant apparition des gonflements (+74% ; p=0.0001).
6. Etude CP211, en 2011. Evaluation clinique comparative, randomisée en cross-over, des améliorations du nouveau filtre pour poches de stomie. SenSura 1P vidable avec nouveau filtre vs filtre existant. 20 patients iléostomisés. Critère principal : fréquence du gonflement des poches et durée de port avant gonflement. Réduction significative des gonflements avec le nouveau filtre (-61% ; p<0.0001) et allongement significatif du temps de port avant apparition des gonflements (+82% (3h20) ; p<0.0001).

Dispositifs médicaux de classe I, non stériles, marqués CE. Fabricant : Coloplast A/S.

Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

Document réservé aux professionnels de santé.

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome  
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France  
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

pro.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf 1405 - Juin 2020 - PS



# SenSura® Mio

Bien adapté  
Bien être assuré<sup>1,2,3</sup>




Soins de stomies digestives  
Bloc d'aide à la délivrance - Juin 2020



## La Technologie BodyFit s'adapte à la morphologie de chacun

La Technologie BodyFit® : une exclusivité Coloplast

Grâce à la technologie BodyFit et sa formule unique qui associe polymères, agents d'adhésivité et hydrocolloïdes, le protecteur cutané SenSura® Mio s'adapte à la morphologie de chacun et épouse les plis, les creux et les cicatrices, pour une sécurité d'utilisation et un confort de port quelque soit le



S'adapte à chaque morphologie et aux mouvements<sup>1,2,3</sup>



79% des patients satisfaits du sentiment de sécurité pour les zones péristomiales creuses



Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Date :

À joindre à l'ordonnance. Entourer la référence prescrite.

## SenSura® Mio 1 pièce digestif



### SenSura Mio 1 pièce fermée\*

Boîte de 30

Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Prédécoupe (mm)	≈ 15-45		● 25 ≈ 25-45	● 30 ≈ 30-45	● 35 ≈ 35-45	● 40 ≈ 40-55
	Textile					
Mini (110 ml)	108709 5701780169820					
Midi (340 ml)	108719 5701780169837	108729 5701780169844	108739 5701780169851	108749 5701780169868		
Maxi (550 ml)	108810 5708932923521	108811 5708932913386	108839 5701780169882	108849 5701780169899	108859 5701780169905	108851 5708932558044
Transparent						
Ø Prédécoupe (mm)	≈ 15-55					
Maxi (550 ml)	108919 5701780169912	108911 5708932913362				



### SenSura Mio 1 pièce vidable\*

Boîte de 30

Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Prédécoupe (mm)	≈ 10-45		≈ 10-55	● 25 ≈ 25-45	● 30 ≈ 30-45	● 35 ≈ 35-45	● 40 ≈ 40-45
	Textile						
Mini (110 ml)	104319 5701780169615						
Midi (340 ml)	104419 5701780169622		104429 5701780169639	104439 5701780169646	104449 5701780169653		
Maxi (550 ml)	104519 5701780169660	104511 5708932913447		104529 5701780169677	104539 5701780169684	104549 5701780169691	
Transparent							
Maxi (550 ml)	104589 5701780169707	104581 5708932913423					

À joindre à l'ordonnance. Entourer la référence prescrite.

## SenSura® Mio Flex 2 pièces digestif

Système à couplage adhésif



### SenSura Mio Flex 2 pièces fermée\*

Boîte de 30

Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Anneau (mm)	● 35	● 50	● 70
Textile			
Mini (70 ml)		122119 5701780164443	
Midi (330 ml)	122019 5701780164405	122129 5701780164467	
Maxi (460 ml)	122029 5701780164429	122139 5701780164481	122131 5708932913065
Transparent			
Maxi (460 ml)		122169 5701780164504	122229 5701780164535
		122161 5708932913041	122221 5708932913027



### SenSura Mio Flex 2 pièces vidable\*

Boîte de 30

Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Anneau (mm)	● 35	● 50	● 70
Textile			
Mini (70 ml)		122419 5701780164641	
Midi (330 ml)	122319 5701780164580	122429 5701780164665	
Maxi (460 ml)	122329 5701780164603	122439 5701780164689	122431 5708932912945
Transparent			
Maxi (460 ml)	122339 5701780164627	122449 5701780164702	122529 5701780164726
	122331 5708932912969	122441 5708932912921	122521 5708932912907

À joindre à l'ordonnance. Entourer la référence prescrite.

## SenSura® Mio Flex 2 pièces digestif

Système à couplage adhésif



### SenSura Mio Flex - Support standard\*

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)	● 35	● 50	● 70
Sans œillets			
⊗ 10-33 mm	105510 5708932922722		
⊗ 10-48 mm		105610 5708932922715	
⊗ 25-48 mm		105620 5708932556187	
⊗ 30-48 mm		105630 5708932556200	
⊗ 35-48 mm		105640 5708932556224	
⊗ 40-48 mm		105650 5708932556248	
⊗ 10-68 mm			105710 5708932922708



### SenSura Mio Convex Fit Flex - Support convexe\*

Boîte de 5

Semi convexe			
Ø Anneau (mm)	● 35	● 50	● 70
Avec œillets			
⊗ 10-20 mm	169800 5708932612661		
⊗ 18-20 mm	169810 5708932612685		
⊗ 15-30 mm		169830 5708932612708	
⊗ 21-30 mm		169850 5708932612746	
⊗ 25-30 mm		169860 5708932612760	
⊗ 28-30 mm		169870 5708932612784	
⊗ 15-40 mm		169840 5708932612722	
⊗ 31-40 mm		169880 5708932612807	
⊗ 15-53 mm			169950 5708932612821

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Date :

À joindre à l'ordonnance. Entourer la référence prescrite.

## SenSura® Mio Click 2 pièces digestif

Système de couplage mécanique avec clic de fermeture



### SenSura Mio Click 2 pièces fermée\*

Boîte de 30

Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
Textile				
Midi (430 ml)		114129 5701780170062	114219 5701780170093	
Maxi (530 ml)	114029 5701780170055	114139 5701780170079	114131 5708932913348	114229 5701780170109
Transparent			114221 5708932913300	114259 5701780170123
Maxi (530 ml)		114149 5701780170086	114141 5708932913324	114239 5701780170116
			114231 5708932913287	114261 5708932913263



### SenSura Mio Click 2 pièces vidable\*

Boîte de 30

Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l'hôpital)

Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
Textile				
Midi (430 ml)	114319 5701780170130	114429 5701780164245	114519 5701780164306	
Maxi (530 ml)	114329 5701780170147	114439 5701780164269	114431 5708932913249	114529 5701780164320
Transparent			114521 5708932913201	114569 5701780164368
Maxi (530 ml)	114339 5701780170154	114449 5701780164283	114441 5708932913225	114539 5701780164344
			114531 5708932913188	114579 5701780164382
				114561 5708932913164

Ceci n'est pas une ordonnance.

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Date :

À joindre à l'ordonnance. Entourer la référence prescrite.

## SenSura® Mio Click 2 pièces digestif

Système de couplage mécanique avec clic de fermeture



### SenSura Mio Click - Support standard\*

(Boîte de 10)

Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
Avec œillets				
≪ 10-35 mm	105020 5708932922807			
≪ 25-35 mm	105040 5708932922791			
≪ 10-45 mm		105120 5708932922784		
≪ 30-45 mm		105130 5708932922777		
≪ 35-45 mm		105150 5708932922760		
≪ 10-55 mm			105220 5708932922753	
≪ 40-55 mm			105230 5708932922746	
≪ 10-65 mm				105310 5708932922739



### SenSura Mio Convex Fit Click - Support convexe\*

(Boîte de 5)

Semi convexe					Convexe profond				
Ø Anneau (mm)	40	50	60	70	Ø Anneau (mm)	40	50	60	70
Avec œillets									
≪ 10-20 mm	165600 5708932612302				≪ 10-20 mm	165800 5708932612487			
≪ 18-20mm	165610 5708932612326				≪ 18-20mm	165810 5708932612500			
≪ 15-30 mm		165650 5708932612340			≪ 15-30 mm		165830 5708932612524		
≪ 21-30 mm		165660 5708932612364			≪ 21-30 mm		165840 5708932612548		
≪ 25-30 mm		165670 5708932612388			≪ 25-30 mm		165850 5708932612562		
≪ 28-30 mm		165680 5708932612401			≪ 28-30 mm		165860 5708932612586		
≪ 15-40 mm			165690 5708932612425		≪ 15-40 mm			165870 5708932612609	
≪ 31-40 mm			165700 5708932612449		≪ 31-40 mm			165880 5708932612623	
≪ 15-53 mm				165750 5708932612463	≪ 15-53 mm				165950 5708932612647

Ceci n'est pas une ordonnance.

À joindre à l'ordonnance. Entourer la référence prescrite.

## SenSura® Mio Haut Débit

### > Reprise du transit

Iléostomisés présentant des effluents très abondants et/ou avec des débris



### SenSura Mio Haut Débit 1 pièce\*

Boîte de 30

Ø Anneau	≈ 10-70mm	≈ 10-100mm
Textile		
Maxi (630 ml)	186601 5708932065412	
Transparent		
Maxi (725ml)		186661 5708932065429



### SenSura Mio Click Haut Débit 2 pièces\*

Format mini

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)	● 50	● 60	● 70
Opaque			
Mini (540 ml)	186210 5708932044141	186220 5708932044158	
Maxi (1040 ml)	186010 5708932044080	186020 5708932044097	186030 5708932044103
Transparent			
Maxi (1040 ml)	186110 5708932044110	186120 5708932044127	186130 5708932044134



### SenSura Mio Flex Haut Débit 2 pièces\*

Boîte de 30

Ø Anneau (mm)	● 50	● 70
Opaque		
Maxi (900 ml)	186501 5708932044165	186511 5708932044172
Transparent		
Maxi (900 ml)	186551 5708932044189	186561 5708932044196

### > En complément



### Collecteur Express\*

Grande contenance 2l Boîte de 10

Réf.	GTIN
140100	5708932266741

Ceci n'est pas une ordonnance.

À joindre à l'ordonnance. Entourer la référence prescrite.

## SenSura® Mio Supports



### SenSura Mio Flex Support standard\*

(Boîte de 10)



### SenSura Mio Convex Fit Flex Support convexe\*

(Boîte de 5)



### SenSura Mio Click Support standard\*

(Boîte de 10)

Ø Anneau (mm)	● 50 ● 70		Ø Anneau (mm)	● 50 ● 70	
	● 50	● 70		● 50	● 70
Semi convexe					
Sans œillets					
≈ 10-48 mm	105610 5708932922715		≈ 15-30 mm	169830 5708932612708	
≈ 25-48 mm	105620 5708932556187		≈ 21-30 mm	169850 5708932612746	
≈ 30-48 mm	105630 5708932556200		≈ 25-30 mm	169860 5708932612760	
≈ 35-48 mm	105640 5708932556224		≈ 28-30 mm	169870 5708932612784	
≈ 40-48 mm	105650 5708932556248		≈ 15-40 mm	169840 5708932612722	
≈ 10-68 mm		105710 5708932922708	≈ 31-40 mm	169880 5708932612807	
			≈ 15-53 mm		169950 5708932612821



### SenSura Mio Convex Fit Click\* Support convexe

(Boîte de 5)

Ø Anneau (mm)	● 50 ● 60 ● 70		
	● 50	● 60	● 70
Semi convexe			
Avec œillets			
≈ 15-30 mm	165650 5708932612340		
≈ 21-30 mm	165660 5708932612364		
≈ 25-30 mm	165670 5708932612388		
≈ 28-30 mm	165680 5708932612401		
≈ 15-40 mm		165690 5708932612425	
≈ 31-40 mm		165700 5708932612449	
≈ 15-53 mm			165750 5708932612463

Ø Anneau (mm)	● 50 ● 60 ● 70		
	● 50	● 60	● 70
Convexe profond			
Avec œillets			
≈ 15-30 mm	165830 5708932612524		
≈ 21-30 mm	165840 5708932612548		
≈ 25-30 mm	165850 5708932612562		
≈ 28-30 mm	165860 5708932612586		
≈ 15-40 mm		165870 5708932612609	
≈ 31-40 mm		165880 5708932612623	
≈ 15-53 mm			165950 5708932612647

Ceci n'est pas une ordonnance.